

SHIMSEN TOC Vial

岛津(上海)实验器材有限公司推出高品质“SHIMSEN TOC Vial”系列样品瓶, 本底低、质控佳, 适用于石化行业、环保行业、制药行业、医疗行业等各个领域的TOC、VOCs检测。

质控极佳

产品TOC本底的批次差异在0.28% 以内。

本底低

水经过大型反渗透过滤器及纯水机共2次过滤后TOC本底为19.6ppb, TOC样品瓶+上述水样TOC值为25.6ppb, 因此TOC样品瓶本底TOC值为:7.0ppb, 完全可满足检测要求;



应用领域



石化行业

循环水、再生水、冷凝水的水质监测及生产过程检漏。



环保行业

重点污染源废水排放监测，或者 VOCs 检测。



制药行业

制药 / 注射制剂用水水质监测是否符合《药典》规定、废水排放监测。



医疗行业

监测工艺用水的品质是否符合《药典》规定的注射用水要求，防止原水处理不合格带来的危险。



其他行业

水利行业、市政行业、电力行业、冶金行业、科研教育、电子行业。

订货信息

SGLC 货号	包装规格	描述
380-00465-31	72pcs/pk.	SHIMSEN TOC 套装：40mL 24-400 透明样品瓶 + 24-400 白色开孔盖 配 3.0mm 厚度本膜白胶垫片 (防尘 超净款). 预组装 .72 个 / 盒
380-00465-41	72pcs/pk.	SHIMSEN TOC 套装：40mL 24-400 棕色样品瓶 + 24-400 白色开孔盖 配 3.0mm 厚度本膜白胶垫片 (防尘 超净款). 预组装 .72 个 / 盒
380-00465-32	4*72pcs/pk.	SHIMSEN TOC 套装 (整箱)：40mL 24-400 透明样品瓶 + 24-400 白色开孔盖 配 3.0mm 厚度本膜白胶垫片 (防尘 超净款). 预组装 .4*72 个 / 盒
380-00465-42	4*72pcs/pk.	SHIMSEN TOC 套装 (整箱)：40mL 24-400 棕色样品瓶 + 24-400 白色开孔盖 配 3.0mm 厚度本膜白胶垫片 (防尘 超净款). 预组装 .4*72 个 / 盒

岛津(上海)实验器材有限公司
Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co., Ltd.

官方网站 <https://www.sglc.shimadzu.com.cn>
客服热线 800-820-7730 / 400-920-7730

地址：上海市徐汇区宜州路180号华鑫慧享城B2栋2F
电话: 021-62800202 传真: 021-52583319 E-mail: contact@sglc.shimadzu.com.cn

北京分公司 电话: 010-84471667 传真: 010-84471669 成都分公司 电话: 028-85953678 传真: 028-85953029
广州分公司 电话: 020-36315399 传真: 020-26282980



扫一扫，关注微信