




SHIMSEN Arc Disc

SHIMSEN ARC PTFE系列


一个**滤器**, 适用各类场景

从此告别**五彩斑斓**、**杂乱无章**的实验室



SHIMSEN ARC PTFE系列可耐受各类有机溶剂以及强酸强碱条件, 尤其是PTFE/L滤膜材质是在PTFE基础上进行改性, 既可以过滤水溶液, 又可以过滤有机溶剂, 是真正意义上的普适性针头滤器。

同时, 在面对不同的溶剂条件下, SHIMSEN ARC PTFE系列表现出了低溶出、低吸附的“双低”优异特性, 从而有效避免了由于针头滤器所带来的实验问题。



订购?


选择? 收纳?

厌倦了“拷问”——今天你针头滤器选对了吗?

厌倦了“拷问”——你到底要买多少种滤器!

选择“SHIMSEN ARC DISC”的PTFE系列吧,
一滤在手,适用所有!

一样的价格, 不一样的品质, 普通款升级普适款



订货信息

SGLC 货号	包装规格	描述
380-00341-05	100/box	SHIMSEN™ Arc 亲水 PTFE 针头滤器, 13 mm, 0.22 µm 100/box
380-00342-05	100/box	SHIMSEN™ Arc 亲水 PTFE 针头滤器, 13 mm, 0.45 µm 100/box
380-00343-05	100/box	SHIMSEN™ Arc 亲水 PTFE 针头滤器, 25 mm, 0.22 µm 100/box
380-00344-05	100/box	SHIMSEN™ Arc 亲水 PTFE 针头滤器, 25 mm, 0.45 µm 100/box
380-00331-05	100/box	SHIMSEN™ Arc 疏水 PTFE 针头滤器, 13 mm, 0.22 µm 100/box
380-00332-05	100/box	SHIMSEN™ Arc 疏水 PTFE 针头滤器, 13 mm, 0.45 µm 100/box
380-00333-05	100/box	SHIMSEN™ Arc 疏水 PTFE 针头滤器, 25 mm, 0.22 µm 100/box
380-00334-05	100/box	SHIMSEN™ Arc 疏水 PTFE 针头滤器, 25 mm, 0.45 µm 100/box
380-01341-05	100/box*10	SHIMSEN™ Arc 亲水 PTFE 针头滤器, 13 mm, 0.22 µm 100/box*10
380-01342-05	100/box*10	SHIMSEN™ Arc 亲水 PTFE 针头滤器, 13 mm, 0.45 µm 100/box*10
380-01343-05	100/box*10	SHIMSEN™ Arc 亲水 PTFE 针头滤器, 25 mm, 0.22 µm 100/box*10
380-01344-05	100/box*10	SHIMSEN™ Arc 亲水 PTFE 针头滤器, 25 mm, 0.45 µm 100/box*10
380-01331-05	100/box*10	SHIMSEN™ Arc 疏水 PTFE 针头滤器, 13 mm, 0.22 µm 100/box*10
380-01332-05	100/box*10	SHIMSEN™ Arc 疏水 PTFE 针头滤器, 13 mm, 0.45 µm 100/box*10
380-01333-05	100/box*10	SHIMSEN™ Arc 疏水 PTFE 针头滤器, 25 mm, 0.22 µm 100/box*10
380-01334-05	100/box*10	SHIMSEN™ Arc 疏水 PTFE 针头滤器, 25 mm, 0.45 µm 100/box*10
380-02341-05	100/box*100	SHIMSEN™ Arc 亲水 PTFE 针头滤器, 13 mm, 0.22 µm 100/box*100
380-02342-05	100/box*100	SHIMSEN™ Arc 亲水 PTFE 针头滤器, 13 mm, 0.45 µm 100/box*100
380-02343-05	100/box*100	SHIMSEN™ Arc 亲水 PTFE 针头滤器, 25 mm, 0.22 µm 100/box*100
380-02344-05	100/box*100	SHIMSEN™ Arc 亲水 PTFE 针头滤器, 25 mm, 0.45 µm 100/box*100
380-02331-05	100/box*100	SHIMSEN™ Arc 疏水 PTFE 针头滤器, 13 mm, 0.22 µm 100/box*100
380-02332-05	100/box*100	SHIMSEN™ Arc 疏水 PTFE 针头滤器, 13 mm, 0.45 µm 100/box*100
380-02333-05	100/box*100	SHIMSEN™ Arc 疏水 PTFE 针头滤器, 25 mm, 0.22 µm 100/box*100
380-02334-05	100/box*100	SHIMSEN™ Arc 疏水 PTFE 针头滤器, 25 mm, 0.45 µm 100/box*100

岛津(上海)实验器材有限公司

Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co., Ltd.

官方网站 <https://www.sglc.shimadzu.com.cn>

客服热线 800-820-7730 / 400-920-7730

地址: 上海市徐汇区宜州路180号华鑫慧享城B2栋2F

电话: 021-62800202 传真: 021-52583319 E-mail: contact@sglc.shimadzu.com.cn

北京分公司 电话: 010-84471667 传真: 010-84471669 成都分公司 电话: 028-85953678 传真: 028-85953029

广州分公司 电话: 020-36315399 传真: 020-26282980



扫一扫, 关注微信