

样品瓶手册



目 录

● 常规样品瓶.....	P. 1
● SHIMSEN ARC Vial- 经济款样品瓶.....	P. 5
● SHIMSEN 系列低吸附样品瓶.....	P. 7
● 顶空样品瓶.....	P. 11
● TOC 样品瓶.....	P. 15

常规样品瓶

岛津系列进样瓶以及相关瓶盖、隔垫产品均通过岛津品质认证。可满足岛津仪器及目前市面大部分自动进样器、顶空仪器的进样需求，同时本底低、质控严格，使得数据结果、使用安全均具有可靠保障。同时，也可以提供经济型 SHIMSEN ARC 系列样品瓶，满足用量大。

岛津样品瓶是分析进样、样品储存的理想选择。

ND9 标准螺纹口样品瓶及瓶盖和隔垫

1.5ml 样品瓶套装

P/N	描述	包装	说明
227-34001-01	LabTotal Vial Certified Kit 1.5ml for LC/LCMS	100pcs	液相套装 (质谱认证)
227-34002-01	LabTotal Vial Certified Kit 1.5ml for GC/GCMS	100pcs	气相套装 (质谱认证)
227-34102-01	1.5mL CQ vial kit 100 pcs (vial/cap/septum included)	100pcs	附 CQ 质量证书
227-34121-01	1.5mL screw vial kit, 100pcs (clear, white cap silicone/PTFE septum)	100pcs	透明套装, 包括: 227-34102-01 227-34107-01
227-34121-11	1.5mL screw vial kit, 100pcs (amber, white cap, silicone/PTFE septum)	100pcs	棕色套装, 包括: 227-34102-11 227-34107-01

1.5ml 棕色样品瓶

P/N	描述	包装	说明
 227-34102-11	1.5mL screw vial, amber, 100pcs	100pcs	
227-34103-11	1.5mL screw vial, amber, silane treated, 100pcs	100pcs	惰性处理

1.5ml 透明样品瓶

P/N	描述	包装	说明
 227-34102-01	1.5mL screw vial, clear, 100pcs	100pcs	
227-34103-01	1.5mL screw vial, clear, silane treated, 100pcs	100pcs	惰性处理

微量样品瓶

P/N	描述	包装	说明
 227-34104-01	0.2mL vial with integrated insert, screw vial, clear, 100 pcs	100pcs	内插管小瓶 尺寸同 1.5mL 样品瓶
 227-34104-11	0.2mL vial with integrated insert, screw vial, amber, 100 pcs	100pcs	
 227-34105-01	0.3mL vial with integrated insert, screw vial, clear, 100 pcs	100pcs	
 227-34105-11	0.3mL vial with integrated insert, screw vial, amber, 100 pcs	100pcs	

ND9 标准螺纹口样品瓶及瓶盖和隔垫

1.5mL 螺口瓶瓶盖、盖垫、内插管

P/N	描述	包装	说明
227-34106-01	1.5mL screw cap, white cap, low bleed, blue silicone/PTFE septum	100pcs	低流失隔垫
227-34107-01	1.5mL screw cap, white cap, silicone/PTFE septum	100pcs	
227-34108-01	1.5mL screw cap, white cap, PTFE/silicone/PTFE septum	100pcs	双面 PTFE
 227-34109-01	1.5mL screw cap, black cap, silicone/PTFE septum	100pcs	
 227-34110-01	1.5mL screw cap, black cap, PTFE/silicone/PTFE septum	100pcs	双面 PTFE
 227-34111-01	1.5mL screw cap, blue cap, silicone/PTFE septum	100pcs	
 227-34112-01	1.5mL screw cap, blue cap, PTFE/silicone/PTFE septum	100pcs	双面 PTFE
 227-34113-01	1.5mL screw cap, red cap, silicone/PTFE septum	100pcs	
 227-34114-01	1.5mL screw cap, red cap, PTFE/silicone/PTFE septum	100pcs	双面 PTFE
 227-34115-01	1.5mL screw cap, green cap, silicone/PTFE septum	100pcs	
 227-34116-01	1.5mL screw cap, green cap, PTFE/silicone/PTFE septum	100pcs	双面 PTFE
 227-34117-01	1.5mL screw cap, yellow cap, silicone/PTFE septum	100pcs	
 227-34118-01	1.5mL screw cap, yellow cap, PTFE/silicone/PTFE septum	100pcs	双面 PTFE
 227-34119-01	1.5mL, screw cap, septum-less	100pcs	更加惰性、低流失
227-34128-01	0.1mL vial insert (with resin foot)	100pcs	1.5mL 进样瓶用内插管
227-34129-01	0.1mL vial insert (flat bottom)	100pcs	
227-34130-01	0.1mL vial insert (with resin foot), silane treated	100pcs	1.5mL 进样瓶用内插管， 惰性处理
227-34131-01	0.1mL vial insert (flat bottom), silane treated	100pcs	

ND9 标准螺纹口样品瓶及瓶盖和隔垫



ND9 钳口瓶及其瓶盖、盖垫

P/N	描述	说明
227-34122-01	1.5mL crimp vial, clear, 100pcs	
227-34122-11	1.5mL crimp vial, amber, 100pcs	
227-34123-01	1.5mL crimp vial, clear, silane treated, 100pcs	惰性处理
227-34123-11	1.5mL crimp vial, amber, silane treated, 100pcs	
227-34124-01	1.5mL crimp cap, Silicone/PTFE septum, 100 pcs	
227-34125-01	1.5mL crimp cap, PTFE/Silicone/PTFE septum, 100 pcs	



4mL 冲洗瓶及其瓶盖、盖垫

P/N	描述	说明
227-34132-01	4.0mL screw vial, clear, 100pcs	
227-34134-01	Septum for 4mL screw vials, silicone/PTFE, 100 pcs	推荐用冲洗瓶用瓶盖、垫
227-34135-01	4.0mL screw vial cap, white, 100pcs	
227-34136-01	4.0mL screw vial cap, black, Silicone/PTFE, 100pcs	
227-34133-01	Septum for 4mL screw vials, PTFE, 100 pcs	
227-34137-01	4.0mL screw vial cap, black, PTFE/Silicone/PTFE, 100pcs	
227-35600-01	Xtra clean conical cap, 4mL, 12pcs	高品质冲洗小瓶，不易产生隔膜碎片



SHIMSEN ARC VIAL

经济款样品瓶

产品特点

- 通用性强，适合多种自动进样器；
- 螺口盖垫密封性极佳，可重复密封；
- 严格质控，批次一致性；
- 瓶身采用全进口 I 型硼硅玻璃，盖垫采用全进口 PTFE/ 硅胶盖垫，质量保障。
- 多种包装规格可选，质优价廉；
- 瓶盖垫符合 RoHS，无重金属；

ND9 标准螺纹口样品瓶及瓶盖和隔垫

分类	100pcs	10*100pcs	50*100pcs	500*100pcs	描述
瓶	380-00451-21	/	380-00451-23	380-00451-25	ND9, 1.5mL 短螺纹透明样品瓶
	380-00451-11	/	380-00451-13	380-00451-15	ND9, 1.5mL 短螺纹透明带书写
	380-00451-41	/	380-00451-43	380-00451-45	ND9, 1.5mL 短螺纹棕色样品瓶
	380-00451-31	/	380-00451-33	380-00451-35	ND9, 1.5mL 短螺纹棕色带书写
盖及垫	380-00461-21	/	380-00461-23	380-00461-25	ND9 蓝色开孔竖条纹盖 配 1.0mm 厚度红膜白胶垫片
	380-00461-11	/	380-00461-13	380-00461-15	ND9 蓝色开孔竖条纹盖 配 1.0mm 厚度红膜白胶垫片 一字开口
	★ 380-00461-31	/	/	/	ND9 蓝色开孔竖条纹盖 配 1.0mm 厚度红膜白胶垫片 一字开口 Bond 硅胶键合
	/	380-00461-32	/	/	ND9 蓝色开孔竖条纹盖 配 1.0mm 厚度红膜白胶垫片 一字开口 Bond 硅胶键合

ND9 标准螺纹口样品瓶及瓶盖和隔垫 --SHIMSEN VIAL

分类	100pcs	10*100pcs	描述
瓶	380-00409-05	380-00409-06	ND9, 1.5mL 短螺纹透明样品瓶 (普通包装)
	380-00409-01	380-00409-02	ND9, 1.5mL 短螺纹透明样品瓶 (特殊包装)
	380-00502-01	380-00502-02	ND9, 1.5mL 短螺纹棕色样品瓶 (普通包装)
	380-00409-03	380-00409-04	ND9, 1.5mL 短螺纹棕色样品瓶 (特殊包装)
盖及垫	380-00508		ND9 样品瓶用瓶盖 / 垫, 键合透明特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 9mm 蓝色短螺纹开口盖, 中心孔 6mm
	380-00507		ND9 样品瓶用瓶盖 / 垫, 预切口键合透明特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 9mm 蓝色短螺纹开口盖, 中心孔 6mm
	380-00503	380-00503-01	ND9 样品瓶用瓶盖 / 垫, 预切口红色特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 9mm 蓝色短螺纹开口盖, 中心孔 6mm
	380-00504	380-00504-01	9mm 样品瓶用瓶盖 / 垫, 红色特氟龙 / 白色硅胶隔垫, 9mm 蓝色短螺纹开口盖, 中心孔 6mm
内衬管	380-00505	/	9mm 样品瓶用平底衬管, 0.3ml, 31*6mm
	380-00506	/	9mm 样品瓶用衬管, 0.25ml 锥底内插管带支脚衬管 29*5.7mm

★ 处为推荐产品。

1.5ml 样品瓶架

分类	产品货号	包装规格	描述
样品瓶架	380-00467	1pcs	White PP Vial Rack 50 Positions 5*10 for 2mL Vials. With SHIMSEN Logo. 1pc/pk.
	380-00467-01	3pcs	White PP Vial Rack 50 Positions 5*10 for 2mL Vials. With SHIMSEN Logo. 3pc/pk.
	380-00468	1pcs	Red PP Vial Rack 50 Positions 5*10 for 2mL Vials. With SHIMSEN Logo. 1pc/pk.
	380-00468-01	3pcs	Red PP Vial Rack 50 Positions 5*10 for 2mL Vials. With SHIMSEN Logo. 3pc/pk.
	380-00409	1pcs	Orange PP Vial Rack 50 Positions 5*10 for 2mL Vials. With SHIMSEN Logo. 1pc/pk.
	380-00469-01	3pcs	Orange PP Vial Rack 50 Positions 5*10 for 2mL Vials. With SHIMSEN Logo. 3pc/pk.




A blue-tinted image of laboratory glassware, including test tubes and a beaker, set against a background with a hexagonal pattern. The image is framed by a white geometric border. The text '系列品瓶' is visible on the left side.

多肽类碱性物质亮丙瑞林吸附对比:

线性好, 高浓度点受影响小

0.02 ~ 1.0 ng/mL 亮丙瑞林



样品板	多肽类物质	信号响应
玻璃材质	1.0ng/mL	1.70E+04
SLGC 多肽专用	1.0ng/mL	2.45E+04

P/N	包装规格	描述
380-00510	100pcs	0.3ml Clear PP Short Screw Micro-Vial, 9mm Thread, 11.6*32mm
380-00511	100pcs	1.5ml PP Screw neck vial, 32 x 11.6mm
380-00503	100pcs	9mm Combination Seal: PP Screw Cap, blue, centre hole; Silicone white PTFE red, slitted
380-00504	100pcs	9mm Combination Seal: PP Screw Cap, blue, centre hole; Silicone white PTFE red



TORAST-H™ Glass Vial 原研低吸附玻璃样品瓶


产品特点

- 低吸附玻璃材质样品瓶适用于长时间样品存储
- 对于酸性、中性、碱性物质均吸附极低
- 严格的质量控制



长时间存储吸附测试




当样品长时间储存在普通的样品瓶中，往往会由于样品瓶的表面吸附导致浓度改变，重现性变差。TORAST-H 系列样品瓶由于其优异的低吸附性质可适用于样品的长期储存。



	0 hr	24 hrs	48 hrs	1 Week	1 Month	3 Months
TORAST-H™ Glass Vial	96.0%	95.7%	95.4%	95.6%	93.7%	91.9%
Glass Vial A	86.6%	81.4%	79.2%	74.4%	62.4%	45.5%
Glass Vial B	38.1%	13.0%	9.6%	5.9%	3.1%	2.2%
Glass Vial C	8.5%	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

* 起始时，采用 PP 样品瓶的浓度为 100%；3 个月后，其浓度为 89%，远低于 TORAST-H 玻璃材质样品瓶所保持的浓度。

酸性、中性、碱性物质低吸附




* 一般，如果在样品瓶内表面键合上正离子，则可以达到对碱性物质低吸附的目的，但是也会造成对酸性物质的强吸附。TORAST-H 系列玻璃材质样品瓶采用金属离子去除专利技术，从而达到了对于酸性、碱性、中性化合物均低吸附的目的。

*TORAST-H 系列玻璃样品瓶可满足各个类型物质的低吸附要求。

* 如果采用硅烷化玻璃也可以降低碱性物质的吸附，但是由于硅烷化使得样品瓶表面疏水性更高，从而导致对脂溶性物质的吸附增强。当使用 TORAST-H 系列样品瓶时，对于脂溶性中性物质，也表现出了优异的低吸附性能。

小体积样品瓶




样品体积：10-150μL

Needle stroke 需调整

例：SIL-20 series, SIL-30 AC: Needle stroke: 37 mm 或更少；
SIL-30 ACMP, i-series: Needle stroke: 34 mm 或更少

由于底部高于其他常规样品瓶，因此如 needle stroke 未进行调整，则可能导致进样针的损坏及样品的损耗。



常见的小体积样品瓶具有较大的接触面积，这会导致比常规样品瓶更多的吸附损耗。TORAST-H 系列样品瓶对比其他小体积样品瓶，明显吸附损耗更少。

医学级别包装材质

减少由于包装产生的有机物的附着及有机层的形成。





严苛的质控

- 水解型 1,51 级膨张硼硅酸盐玻璃
- 配备批次鉴定报告
- 样品瓶、盖垫、瓶盖全面形貌检测
- 碱性、酸性和中性化合物的低吸附性能测试

产品信息

P/N	Color	Volume	Cap	Septa	Qty.
370-04300-01	Clear Glass	1.5mL	Screw, Black	PTFE/Silicone	100
370-04300-02	Glass			Preslit PTFE/Silicone	
370-04300-03	Amber Glass			PTFE/Silicone	
370-04300-04	Glass			Preslit PTFE/Silicone	
370-04301-01	Clear Glass	150μL		PTFE/Silicone	
370-04301-02	Glass			Preslit PTFE/Silicone	
370-04301-03	Amber Glass			PTFE/Silicone	
370-04301-04	Glass			Preslit PTFE/Silicone	



• 室温存储

• 避免阳光直射



TORAST-H™ Bio Vial

在分析低浓度样品或稀少样品时，TORAST-H Bio Vial 是一个极好的选择。该系列样品瓶采用特殊的表面钝化工艺，有效的避免疏水性物质及离子类物质被样品瓶内表面吸附。

产品特点

- 有效避免有机物质的吸附
- 降低珍贵、稀少样本由于吸附造成的损耗
- 特别适用于肽段、碱性物质的存储分析




胰蛋白酶酶解 BSA 产物吸附测试（浓度约等于 50μg/mL）

— : TORAST-H™ Bio Vial

— : General Glass Vial

— : General Polypropylene Vial



产品信息

- 颜色：未添加
- 材质：聚丙烯
- 未灭菌

Name	P/N	Volume	Qty.
TORAST-HTM Bio Vial with cap	370-04350-00	300μL	100



- Avoid sunlight and store at room temperature.
- Cap does not have low adsorption treatment.

顶空样品瓶

顶空分析技术常用的挥发性组分分析手段，对固体、液体样品都有很好的适用性。这一分析技术在药品质量研究、环境监测、公安司法取证等方面都有广泛的应用。

岛津认证的 10 mL 和 20 mL 顶空瓶，以及相关的 顶空瓶盖、盖垫均经过严格的认证，能够提供有效的密封性、安全性。

- 岛津顶空样品瓶壁厚均匀；
- 岛津顶空样品瓶有平底和圆底可供选择，圆底在样品瓶加热过程中更加的坚固，从而更加耐受高压；
- 可提供磁性金属盖及双色铝盖可用于 CTC Combi PAL 等进样器。

10ml 圆底钳口透明、棕色样品瓶

产品编号			产品描述	包装数量	说明
不带 书写 标签	套装	★ 227-34154-01	10mL crimp vial kit, 100pcs (Silicone blue transparent /PTFE white septum with plane cap 200C max.)	100pcs	透明， 包括：227-34142-01、227-34144-01
	瓶子	227-34142-01	10 mL Vial crimp	100pcs	透明
	瓶子	226-84521-00	10mL amber headspace crimp vial	100pcs	棕色

为保证仪器稳定运行，岛津仪器建议使用圆底顶空瓶以及硅胶 /PTFE 隔垫。 ★ 处为推荐产品。

10ml 圆底螺纹口透明、棕色样品瓶

产品编号			产品描述	包装数量	说明
不带 书写 标签	套装	227-34156-01	10mL screw vial kit, 100pcs (Magnetic Universal Screw Seals ND18, Silicone blue transparent/PTFE white)	100pcs	透明，磁吸瓶盖， 包括：227-34143-01、227-34151-01
	瓶子	227-34143-01	10mL Screw cap headspace vials Screw cap top, vials only	100pcs	透明
	瓶子	226-84521-21	10mL amber headspace screw vial	100pcs	棕色

20ml 圆底钳口透明、棕色样品瓶

产品编号			产品描述	包装数量	说明
不带 书写 标签	套装	227-34153-01	20mL crimp vial kit, 100pcs (Silicone blue transparent /PTFE white septum with plane cap 200C max.)	100pcs	透明， 包括：227-34140-01、227-34144-01
	瓶子	227-34140-01	20 mL crimp Vial	100pcs	透明
	瓶子	226-84520-21	20mL amber headspace crimp via	100pcs	棕色

20ml 圆底螺纹口透明、棕色样品瓶

产品编号			产品描述	包装数量	说明
不带 书写 标签	套装	227-34155-01	20mL screw vial kit (Magnetic Universal Screw Seals ND18, Silicone blue transparent/PTFE white)	100pcs	透明, 磁吸瓶盖, 包括: 227-34141-01、227-34151-01
	瓶子	227-34141-01	20mL Screw cap headspace vials Screw cap top, vials only	100pcs	透明
	瓶子	226-84510-21	20mL amber headspace screw vial	100pcs	棕色

20ml 平底钳口瓶

产品编号	产品描述	包装数量	说明	
226-84522-01	20mL clear headspace crimp vial, flat bottom	100pcs	不带书写标签 / 透明瓶子; 适合 Agilent、Carlo Erba、DANI、Fisons	

配套工具

产品编号	产品描述	说明	
227-34157-01	顶空瓶架 Vial Rack for HS vial Acrylic, 25 vials	160 x 160 x 30mm, 25 位, 24mm	

顶空瓶盖、垫

产品编号	产品描述	包装数量	说明
 227-34144-01	Silicone blue transparent /PTFE white septum with plane cap (10mm centre hole), 200C max.	100pcs	蓝色硅胶隔垫 / 白色 PTFE/ 含盖 (10mm 孔径) / 最高耐受温度 200°C
 227-34145-01	Silicone blue transparent /PTFE white with pressure release cap (8mm centre hole), 200C max.	100pcs	蓝色硅胶隔垫 / 白色 PTFE/ 含盖 (8mm 孔径) / 最高耐受温度 200°C / 释压瓶盖 (约 1MPa)
 227-34146-01	Butyl/PTFE septum with pressure release cap(8mm centre hole), 120C max.	100pcs	丁基 /PTFE 隔垫 / 释压瓶盖 (8mm 孔径) / 最高耐受温度 120 摄氏度
 227-34147-01	Silicone white/PTFE beige(HT quality) septum with plane cap(10mm centre hole), 200C max.	100pcs	白色硅胶隔垫 / 米色 PTFE (低流失) / 含盖 (10mm 孔径) / 最高耐受温度 200°C
 227-34148-01	Silicone blue transparent /PTFE white septum w/ magnetic cap gold(8mm centre hole),200C max.	100pcs	蓝色硅胶隔垫 / 白色 PTFE/ 金色磁吸盖子 (8mm 孔径) 最高耐受温度 200°C
 227-34149-01	Silicone blue transparent /PTFE white septum w/ magnetic bimetal cap red(8mm centre hole),200C max.	100pcs	蓝色硅胶隔垫 / 白色 PTFE/ 混合金属磁吸红色盖 (8mm 孔径) 最高耐受温度 200 摄氏度
 227-34150-01	Butyl/PTFE septum w/ magnetic cap gold, 120C max.	100pcs	丁基 /PTFE 隔垫 / 磁吸金色盖 / 最高耐受温度 120 摄氏度
 227-34151-01	Magnetic Universal Screw Seals ND18, Silicone blue transparent/PTFE white	100pcs	螺纹磁吸盖 (可自动被机械臂抓取)
 227-34152-01	Magnetic Universal Screw Seals ND18, Silicone white/PTFE blue	100pcs	螺纹磁吸盖 (可自动被机械臂抓取)
226-84517-01	17mm septa, Butyl red/PTFE grey,	100pcs	红色丁基 / 灰色 PTFE, 磁吸瓶盖用盖垫
226-84515-01	17mm Septa, Silicone transparent blue/PTFE white, 55° shore A, 1.3mm	100pcs	透明硅胶 / 白色 PTFE/1.3mm 厚度, 磁吸瓶盖用盖垫

手动压盖器、启盖器

SHIMADZU 手动款压盖器、启盖器的机身采用坚固而轻巧的玻璃纤维增强塑料制成，具有很高的强度。采用人体工程学的弯曲手柄设计符合您的自然握持方式，大大提高了握感舒适度，相比笨重的金属手柄更加舒适。底部拉动手柄设计比顶部推动手柄设计更加稳定，头部不会摇晃。通过拉起底部手柄，可以轻松将夹具的锥形夹爪保持在稳定的位置。

调节旋钮位于工具的头部，方便操作，清晰显示“+”和“-”符号以及方向箭头。这简化了调节所需的封口强度。不再需要“额外挤压”！当旋钮触碰到夹具机身时，可以清楚地看到已达到封口设置。

手动压盖器、启盖器（Manual crimper/decapper）

产品编号	产品描述	说明
227-35506-01	For 1.5 mL crimp vial	11mm 压盖器
227-35506-02	For 10 mL /20 mL crimp via	20mm 压盖器
227-35507-01	For 1.5 mL crimp vial	11mm 启盖器
227-35507-02	For 10 mL /20 mL crimp via	20mm 启盖器



电动压盖器、启盖器

SHIMADZU 电动压盖器、启盖器适用于标准实验室瓶子和具有铝盖或双部分铝 / 钢盖的密封件。产品设计符合人体工程学，可减轻与许多手动封口工具相关的劳损和手臂伤害。有 11mm、20mm 的盖子尺寸可供选择。

产品有两款可供选择，一体式电动压盖器、启盖器与可替换型电动压盖器、启盖器

可替换型电动压盖器、启盖器：

- 电子封口工具的高功率版本具有固定电源和电线（非电池供电）。
- 使用可互换的夹具套
- 可为不同的盖子和密封件存储单独的程序
- 适用于各种材质的盖子，包括（钢盖和磁性盖）。
- 设备顶部便捷的控制器可调节封口。



替换方便，只需将替换套头插入工具底部的套筒中，向上推并旋转，直到夹具套锁定到位，要移除夹具套，只需按下外部按钮并旋转即可。

一体式电动压盖器、启盖器：

- 强大的无刷电机，快速循环、产品使用寿命更长
- 使用锂离子技术的长寿命电池
- 可边充电边操作



电动压盖器、启盖器支架



替换方便，只需将替换套头插入工具底部的套筒中，向上推并旋转，直到夹具套锁定到位，要移除夹具套，只需按下外部按钮并旋转即可。



该支架可用于手动压盖器、启盖器和一体式电动压盖器、启盖器。简单方便，使实验桌面更整洁。

可替换型电动压盖器、启盖器

产品编号	产品描述	说明	
227-35503-06	Main body • With power cord • Jaw part corresponding to each cap diameter is required separatel	本体	
227-35504-01	For 1.5 mL crimp vial, Auto crimper	11mm 压盖替换头	
227-35504-02	For 10 mL /20 mL crimp via, Auto crimper	20mm 压盖替换头	
227-35505-01	For 1.5 mL crimp vial, Auto decapper	11mm 启盖替换头	
227-35505-02	For 10 mL /20 mL crimp via, Auto decapper	20mm 启盖替换头	

一体式电动压盖器、启盖器

产品编号	产品描述	说明	
227-35500-01	For 1.5 mL crimp vial, Auto crimper	11mm 压盖	
227-35500-02	For 10 mL /20 mL crimp via, Auto crimper	20mm 压盖	
227-35501-01	For 1.5 mL crimp vial, Auto decapper	11mm 启盖	
227-35501-02	For 10 mL /20 mL crimp via, Auto decapper	20mm 启盖	

电动压盖器、启盖器支架

产品编号	产品描述	说明	
227-35510-01	The base is easy to assemble and hardware is included. Base for auto crimper/decapper	适用于 Electronic high-power battery 与 Electronic battery	
227-35508-01	The stand is available for use with both the electronic and manual crimping tools. Stand for manual and auto crimper/decapper	仅适用于 Electronic battery	

TOC 样品瓶

在样品瓶中进行总碳分析时，有多重背景污染的可能，最大的潜在背景碳含量来源之一，可以直接来自于样品瓶漂洗和样品制备的水源。我们可以提供高洁净度 TOC 样品瓶，为实验保驾护航。

20ml 圆底螺纹口透明、棕色 TOC 瓶

P/N	描述	包装	说明
226-84531-01	20ml EPA Screw Neck Vial, 57 x 27.5mm, clear glass, 1st hydrolytic class	100pcs	透明瓶
226-84532-01	20ml EPA Screw Neck Vial, 57 x 27.5mm, amber glass, 1. hydrolytic class	100pcs	棕色瓶

30ml 圆底螺纹口透明、棕色 TOC 瓶

P/N	描述	包装	说明
226-84537-01	30ml EPA Screw Neck Vial, 72.5 x 27.5mm, clear glass, 1st hydrolytic class	100pcs	透明瓶
226-84537-21	30ml EPA Screw Neck Vial, 72.5 x 27.5mm, amber glass, 1. hydrolytic class	100pcs	棕色瓶

40ml 圆底螺纹口透明、棕色 TOC 瓶

P/N	描述	包装	说明
226-84538-31	40ml EPA Screw Neck Vial, 95 x 27.5mm, clear glass, 1st hydrolytic class; 24mm Combination Seal: PP Screw Cap, white, centre hole; Silicone white/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm, EPA-Quality, 100/pack	100pcs	40ml 套装
226-84538-01	40ml EPA Screw Neck Vial, 95 x 27.5mm, clear glass, 1st hydrolytic class	100pcs	透明瓶
226-84538-21	40ml EPA Screw Neck Vial, 95 x 27.5mm, amber glass, 1st hydrolytic class	100pcs	棕色瓶

ND24 TOC 瓶盖、垫

产品编号	产品描述	包装数量	说明
 226-84534-11	PP Screw Cap, white, closed top; Silicone natural/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm, EPA-Quality	100pcs	EPA 品质, 未开孔瓶盖 (含垫)
 226-84537-11	PP Screw Cap, white, closed top; Butyl red/PTFE grey, 55° shore A, 2.5mm	100pcs	EPA 品质, 未开孔瓶盖 (含垫)
 226-84538-31	40ml EPA Screw Neck Vial, 95 x 27.5mm, clear glass, 1st hydrolytic class; 24mm Combination Seal: PP Screw Cap, white, centre hole; Silicone white/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm, EPA-Quality	100pcs	
 226-84535-11	PP screw cap, white, centre hole, silicone nature/PTFE beige, 3.2mm	100pcs	
 226-84536-11	22mm Septum, Silicone white/PTFE beige, 45° shore A, 3.2mm, EPA-Quality	100pcs	

客户服务热线：
800-820-7730 400-920-7730



Shimadzu Group Company

岛津(上海)实验器材有限公司
Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co.,Ltd.

www.sglc.shimadzu.com.cn

www.shimadzumall.com

E-mail:contact@sglc.shimadzu.com.cn

上海
地址：上海市徐汇区宜州路180号华鑫慧享城B2栋2F
电话：021-62800202 传真：021-52583319

北京
地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦22层2211室
电话：010-84471667 传真：010-84471669

广州
地址：广州市流花路109号之9达宝广场1009
电话：020-36315399 传真：020-26282980

成都
地址：成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都B座19楼04单元
电话：028-85953678 传真：028-85953029



► 扫码在线阅读电子书，
让你我为环保出一份力！

本产品资料所宣传的内容，以本版本为准。资料中的试验数据除注明外均为本公司的试验数据。本资料所有信息仅供参考，如有变动恕不另行通知。

印刷日期：2024.01