



NICHIRYO AIR 系列

产品目录

客户服务热线：
800-820-7730 400-920-7730



岛津(上海)实验器材有限公司
Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co.,Ltd.

www.sglc.shimadzu.com.cn
E-mail:contact@sglc.shimadzu.com.cn

上海
地址：上海市徐汇区宜州路180号华鑫慧享城B2栋2F
电话：021-62800202 传真：021-52583319

北京
地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦22层2211室
电话：010-84471667 传真：010-84471669

广州
地址：广州市流花路109号之9达宝广场1009
电话：020-36315399 传真：020-26282980

成都
地址：成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都B座19楼04单元
电话：028-85953678 传真：028-85953029



► 扫码获取更多服务
产品询价 | 产品试用 | 解决方案

本产品资料所宣传的内容，以本版本为准，资料中的试验数据除注明外均为本公司的试验数据。本资料所有信息仅供参考，如有变动恕不另行通知。

PIPETTE



Nichipet[®] Air

121°C
20 min
Autoclavable




MADE IN
JAPAN

采用轻量化设计，冲程载荷低，
有助于减轻长时间移液的疲劳与压力。
“Nichipet” 的最新型号产品，具有超高的精度和准确性。



产品编号		量程 (µl)	增量 (µl)
00-NAR-2(Gray)	单通道	0.1~2	0.002
00-NAR-10(Pink)		0.5~10	0.01
00-NAR-20(Cream)		2~20	0.02
00-NAR-100(Orange)		10~100	0.1
00-NAR-200(Yellow)		20~200	0.2
00-NAR-1000(Blue)		100~1000	1
00-NAR-5000(Green)		500~5000	5
00-NAR-10000(White)		1000~10000	10



Nichipet[®] Air series

10 features

1



易于校准

仅需将容量调至刻度线即可使用卡具调整固定容量。

2



-70%

移液

与传统型号相比，冲程载荷压力最大可减少70%。

6



主体

主体纤细，提高了操作性。
在保持原有耐久性的基础上，最大限度地减轻重量，较以往型号减重56%，只有70g。

7-1



移液枪量程

便于识别的量程。

※ 图片为 00-NAR-200MS



7-2



移液枪量程

不同颜色对应不同的量程，不易混淆。

Nichipet® Air



- Multi channel -

121°C
20min
Autoclavable



MADE IN
JAPAN

AIR系列采用独特的设计理念，将“轻”完美演绎。



产品编号		量程 (μL)	增量 (μL)
00-NAR-10M8(Pink)	8通道	0.5~10	0.01
00-NAR-100M8(Orange)		10~100	0.1
00-NAR-200M8(Yellow)		20~200	0.2
00-NAR-300M8(White)		30~300	1
00-NAR-10M12(Pink)	12通道	0.5~10	0.01
00-NAR-100M12(Orange)		10~100	0.1
00-NAR-200M12(Yellow)		20~200	0.2
00-NAR-300M12(White)		30~300	1



00-NAR-200M8



00-NAR-200M12

3



流畅的容量设置

容量设置旋钮与移液器按钮间的构造不互相干扰。可避免移液过程中出现容量偏差。

4



指状托环

与传统型号相比，冲程载荷压力最大可减少70%。

5



容积指示窗

超大显示窗口，读取更简便。

8



弹射器 (仅用于单通道枪)

可一键拆卸，适用于较细的试管。

9




圆柱式设计

圆柱式设计，更易与枪头配套。

※ 图片为 00-NAR-20

10



Multi-fit 喷嘴 (仅针对排枪)

更容易吸取液体。



5年质保
Nichipet Premium



Nichipet系列中化学耐受型号
Nichipet EX Plus II



Nichipet系列最畅销型号
Nichipet EX II



固定体积和三倍体积微移液器
Nichipet FII&VII



只有83克!
初级移液器,
兼顾人体工学与经济模型
NICHIRYO Le



- Special Pipettes -
玻璃枪头移液器
Nichipet ECO



- Special Pipettes -
毫升级型号移液器
MODEL 3100



- Special Pipettes -
定量式(毫升级)移液器
MODEL 5100



适配单通道、多通道可用,
可同时放置8把移液器
Carousel Stand



适配单通道移液器,可放置6把移液器
Multi Rotary Stand



UV
Resistance

Non-Pyrogenic
Endotoxin
FREE

RNase/DNase
FREE

**Low Retention Tip &
Low Retention Filtered Tip**

DISPENSER



大容量电动移液器

Pipette Mate NEO

用户友好型移液器，仅有167g



货号	00-PMNEO
电池	LithiumIon (3.6V, 600mAh)
充电器	100/240V 50/60Hz, 0.2A
过滤器	20mm×0.2μm (Hydrophobic)
移液器类型	plastic or glass from 1 to 100mL*



抗高压高温的瓶口分液器

DISPET EX II

3种尺寸适配器，适用各种型号



货号	量程 (mL)	货号	量程 (mL)
00-DPX2-20	0.2 - 2.0	00-DPX2-250	2.5 - 25.0
00-DPX2-50	0.5 - 5.0	00-DPX2-500	5.0 - 50.0
00-DPX2-100	1.0 - 10.0	00-DPX2-1000	10.0 - 100.0



可调连续分液器

Nichimate Stepper



手持加样器

MODEL 2100DG



可变量程瓶口分液器

DISPET



微量瓶口分液器

DISPET Mini