


SHIMSEN 标准品目录





岛津（上海）实验器材有限公司（以下简称：SGLC），前身为日本岛津制作所和GL Sciences 公司于2007 年6 月共同出资成立的岛津技迹（上海）商贸有限公司，在2018年7月完成独资化后，正式成为岛津旗下的100%全资子公司。自成立之日起，SGLC 便以“Best For Our Customers（成为最理想的合作伙伴）”为公司的经营思想，以真诚专业的态度，通过提供优质可靠的产品及周到完善的服务，为客户在科研检测工作中提高效率、减轻负担提供了强有力的支持，成为科研工作者们得以信赖的工作伙伴。

除了我们熟知的岛津分析仪器纯正部件、色谱消耗品及相关小型仪器设备，我们还为用户提供环境、食品、工业品检测等分析所需要的纯品、单标溶液、混标溶液，您只要提供所需要的混标种类及浓度等信息，我们就会根据您的要求展开定制服务，节省了您为配制混标而带来的工作以及因配制不当导致的时间以及资源的浪费。

我们的优势：

我们的原料都是通过严格纯度再测试后配置而成，我们的标准品原料库有成千上万种，在我们的定制混标中我们可以提供认定值的不确定度，自定值日期起我们将继续追踪和监测其稳定性，如有效期内发生量值变化将及时通知用户。

产品特点：

- 可根据不同客户需求，灵活定制；
- 节省用户称量配制的时间，提高工作效率；
- 避免原料过期和溶液保存不当造成的浪费；
- 安瓿瓶封装，安全方便。

质量保证：

公司以确保标准物质特性量值的准确可靠为关键目标，按照ISO导则34的要求，建立和运行完善的质量管理体系。

标准溶液/混标溶液定制表

1: 客户信息

客户名称	
联系人	
联系方式	
邮箱	

2: 定制要求

方法来源:	
混标组分及浓度（浓度单位：）	☐ μg/ml ☐ 其它_____
溶剂:	
包装:	1ml 安瓿瓶

序号	中文名	英文名	CAS No	浓度	备注



目录

混标溶液

农药残留	6
兽药和药物残留	12
化工和食品检测	26
环境检测	30

单标溶液

农药残留	35
------	----

农药残留

农药残留

农药残留

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03001	109 种 农 药 混标溶液 -A	乙酰甲胺磷，乙草胺，苯草醚，甲草胺，丙烯菊酯，α-六六六，α-硫丹，莎稗磷，莠去津-脱乙基，β-硫丹，联苯菊酯，啶酰菌胺，除草定，溴苯烯磷，溴硫磷，溴螨酯，磺啉菌灵，三硫磷，虫螨磷，环草特，环氟菌胺，氯氟菊酯，脱叶磷，溴氰菊酯，除线磷，敌草腈，敌敌畏，氯硝胺，三氯杀螨醇，乐果，敌噁磷，灭菌磷，敌瘟磷，异狄氏剂，苯硫磷，氟环唑，丁氟消草，灭线磷，咪唑菌酮，氯苯嘧啶醇，苯硫威，丰索磷，倍硫磷，氰戊菊酯，氟酰胺，地虫硫磷，安果磷，噻唑磷，六氯苯，环嗪酮，抑霉唑，异稻瘟净，异柳磷，甲基异柳磷，异丙威，噁唑磷，醚菌酯，啉菌胺，地胺磷，甲霜灵，虫螨畏，甲胺磷，异丙甲草胺，嗪草酮，速灭磷，禾草敌，久效磷，2,4'-滴滴滴，2,4'-滴滴涕，噁草酮，乙氧氟草醚，4,4'-滴滴滴，4,4'-滴滴伊，乙基对氧磷，甲基对氧磷，对硫磷，戊菌唑，氯菊酯，甲拌磷砒，甲拌磷亚砒，增效醚，哌草磷，抗蚜威，甲基嘧啶磷，丙草胺，环丙氟灵，扑灭津，胺丙畏，残杀威，吡啉磷（吡菌磷），哒螨灵，吡丙醚，啉硫磷，啉氧灵，治螟磷，戊唑醇，吡螨胺，丁基嘧啶磷，特丁硫磷，特丁硫磷砒，三氯杀螨砒，胺菊酯，禾草丹，三唑酮，三唑醇，野麦畏，三唑磷，肟菌酯，乙烯菌核利，	50µg/ml	乙酸乙酯	1mL	GB 23200.113-2018
380-03002	109 种 农 药 混标溶液 -B	乙酰甲胺磷，乙草胺，苯草醚，甲草胺，丙烯菊酯，α-六六六，α-硫丹，莎稗磷，莠去津-脱乙基，β-硫丹，联苯菊酯，啶酰菌胺，除草定，溴苯烯磷，溴硫磷，溴螨酯，磺啉菌灵，三硫磷，虫螨磷，环草特，环氟菌胺，氯氟菊酯，脱叶磷，溴氰菊酯，除线磷，敌草腈，敌敌畏，氯硝胺，三氯杀螨醇，乐果，敌噁磷，灭菌磷，敌瘟磷，异狄氏剂，苯硫磷，氟环唑，丁氟消草，灭线磷，咪唑菌酮，氯苯嘧啶醇，苯硫威，丰索磷，倍硫磷，氰戊菊酯，氟酰胺，地虫硫磷，安果磷，噻唑磷，六氯苯，环嗪酮，抑霉唑，异稻瘟净，异柳磷，甲基异柳磷，异丙威，噁唑磷，醚菌酯，啉菌胺，地胺磷，甲霜灵，虫螨畏，甲胺磷，异丙甲草胺，嗪草酮，速灭磷，禾草敌，久效磷，2,4'-滴滴滴，2,4'-滴滴涕，噁草酮，乙氧氟草醚，4,4'-滴滴滴，4,4'-滴滴伊，乙基对氧磷，甲基对氧磷，对硫磷，戊菌唑，氯菊酯，甲拌磷砒，甲拌磷亚砒，增效醚，哌草磷，抗蚜威，甲基嘧啶磷，丙草胺，环丙氟灵，扑灭津，胺丙畏，残杀威，吡啉磷（吡菌磷），哒螨灵，吡丙醚，啉硫磷，啉氧灵，治螟磷，戊唑醇，吡螨胺，丁基嘧啶磷，特丁硫磷，特丁硫磷砒，三氯杀螨砒，胺菊酯，禾草丹，三唑酮，三唑醇，野麦畏，三唑磷，肟菌酯，乙烯菌核利，	10µg/ml	乙酸乙酯	1mL	GB 23200.113-2018

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03003	113 种 农 药 混标溶液 -A	氟丙菊酯，艾氏剂，莠灭净，莠去通，莠去津，益棉磷，氟丁酰草胺，苯霜灵，氟草胺，β-六六六，甲羧除草醚，联苯，乙基溴硫磷，丁草胺，抑草磷，克百威，反-氯丹(γ)，杀螨酯，毒虫畏，乙酯杀螨醇，地茂散，氯苯胺灵，毒死蜱，甲基毒死蜱，异噁草酮，蝇毒磷，氟氯氟菊酯，环丙唑醇，啉菌环胺，δ-六六六，敌草净，二嗪磷，禾草灵，百治磷，狄氏剂，苯醚甲环唑，烯唑醇，二苯胺，异丙净，硫草敌，乙硫磷，乙氧呋草黄，乙螨唑，土菌灵，乙嘧硫磷，伐灭磷，腈苯唑，杀螟硫磷，仲丁威，甲氰菊酯，倍硫磷砒，倍硫磷亚砒，氟虫腈，吡氟禾草灵，氟氰戊菊酯，咯菌腈，三氟硝草醚，氟啉唑，氟胺氟菊酯，γ-六六六，己唑醇，异菌脲，氯唑磷，水胺硫磷，牛津郡异柳磷，稻瘟灵，高效氯氟氰菊酯，溴苯磷，马拉氧磷，马拉硫磷，苯噻酰草胺，杀扑磷，烯虫酯，甲氧滴滴涕，绿谷隆，腈菌唑，二溴磷，敌草胺，除草醚，2,4'-滴滴伊，氧乐果，噁霜灵，4,4'-滴滴涕，多效唑，甲基对硫磷，二甲戊灵，五氯苯胺，五氯硝基苯，甲拌磷，伏杀硫磷，硫环磷，亚胺硫磷，磷胺，啉啶磷，腐霉利，丙溴磷，扑草净，炔苯酰草胺，敌稗，丙环唑，丙硫磷，哒嗪硫磷，啉霉胺，皮蝇硫磷，西玛津，四氯硝基苯，特丁津，特丁草净，杀虫畏，四氟醚唑，虫线磷，甲基立枯磷，毒壤磷，	50µg/ml	乙酸乙酯	1mL	GB 23200.113-2018
380-03004	113 种 农 药 混标溶液 -B	氟丙菊酯，艾氏剂，莠灭净，莠去通，莠去津，益棉磷，氟丁酰草胺，苯霜灵，氟草胺，β-六六六，甲羧除草醚，联苯，乙基溴硫磷，丁草胺，抑草磷，克百威，反-氯丹(γ)，杀螨酯，毒虫畏，乙酯杀螨醇，地茂散，氯苯胺灵，毒死蜱，甲基毒死蜱，异噁草酮，蝇毒磷，氟氯氟菊酯，环丙唑醇，啉菌环胺，δ-六六六，敌草净，二嗪磷，禾草灵，百治磷，狄氏剂，苯醚甲环唑，烯唑醇，二苯胺，异丙净，硫草敌，乙硫磷，乙氧呋草黄，乙螨唑，土菌灵，乙嘧硫磷，伐灭磷，腈苯唑，杀螟硫磷，仲丁威，甲氰菊酯，倍硫磷砒，倍硫磷亚砒，氟虫腈，吡氟禾草灵，氟氰戊菊酯，咯菌腈，三氟硝草醚，氟啉唑，氟胺氟菊酯，γ-六六六，己唑醇，异菌脲，氯唑磷，水胺硫磷，牛津郡异柳磷，稻瘟灵，高效氯氟氰菊酯，溴苯磷，马拉氧磷，马拉硫磷，苯噻酰草胺，杀扑磷，烯虫酯，甲氧滴滴涕，绿谷隆，腈菌唑，二溴磷，敌草胺，除草醚，2,4'-滴滴伊，氧乐果，噁霜灵，4,4'-滴滴涕，多效唑，甲基对硫磷，二甲戊灵，五氯苯胺，五氯硝基苯，甲拌磷，伏杀硫磷，硫环磷，亚胺硫磷，磷胺，啉啶磷，腐霉利，丙溴磷，扑草净，炔苯酰草胺，敌稗，丙环唑，丙硫磷，哒嗪硫磷，啉霉胺，皮蝇硫磷，西玛津，四氯硝基苯，特丁津，特丁草净，杀虫畏，四氟醚唑，虫线磷，甲基立枯磷，毒壤磷，	10µg/ml	乙酸乙酯	1mL	GB 23200.113-2018
380-03005	16 种 有 机 氯 农药混标溶液	α-六六六，西玛津，莠去津，δ-六六六，七氯，艾氏剂，2,4'-滴滴伊，p,p'-滴滴伊，2,4'-滴滴滴，p,p'-滴滴涕，异菌脲，联苯菊酯，顺式-氯菊脂，氟氯氟菊酯，氟胺氟菊酯，β-六六六，	100µg/ml	正己烷	1mL	NYT 761-2008
380-03006	11 种 有 机 氯 农药混标溶液	γ-六六六，五氯硝基苯，敌稗，乙烯菌核利，硫丹，4,4'-DDD，三氯杀螨醇，高效氯氟氰菊酯，氯菊酯，氟氰戊菊酯，氯硝胺，	100µg/ml	正己烷	1mL	NYT 761-2008
380-03007	14 种 有 机 氯 农药混标溶液	六氯苯，百菌清，三唑酮，腐霉利，丁草胺，狄氏剂，异狄氏剂，乙酯杀螨醇，o,p'-滴滴涕，胺菊酯，甲氧菊酯，氯氟菊酯，氰戊菊酯，溴氰菊酯，	100µg/ml	正己烷	1mL	NYT 761-2008
380-03008	13 种 有 机 磷 农药混标溶液	敌敌畏，乙酰甲胺磷，百治磷，乙拌磷，乐果，甲基对硫磷，毒死蜱，啉啶磷，倍硫磷，辛硫磷，灭菌磷，三唑磷，亚胺硫磷，	100µg/ml	丙酮	1mL	NYT 761-2008
380-03009	15 种 有 机 磷 农药混标溶液	敌百虫，灭线磷，甲拌磷，氧乐果，二嗪磷，地虫硫磷，甲基毒死蜱，乙基对氧磷，杀螟硫磷，溴硫磷，乙基溴硫磷，丙溴磷，乙硫磷，吡啉磷（吡菌磷），蝇毒磷，	100µg/ml	丙酮	1mL	NYT 761-2008


货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03010	14 种有机磷农药混标溶液	甲胺磷，治螟磷，特丁硫磷，久效磷，除线磷，皮蝇硫磷，甲基嘧啶磷，对硫磷，异柳磷，杀扑磷，甲基硫环磷，伐灭磷，伏杀硫磷，益棉磷，	100µg/ml	丙酮	1mL	NYT 761-2008
380-03011	12 种有机磷农药混标溶液	二溴磷，速灭磷，胺丙畏，磷胺，毒壤磷，马拉硫磷，水胺硫磷，啶硫磷，杀虫畏，硫环磷，苯硫磷，保棉磷，	100µg/ml	丙酮	1mL	NYT 761-2008
380-03012	10 种氨基甲酸酯类杀虫剂混标溶液	涕灭威亚砷，涕灭威砷，灭多威，3- 羟基克百威，涕灭威，速灭威，克百威，甲萘威，异丙威，仲丁威，	100µg/ml	甲醇	1mL	NYT 761-2008
380-03013	25 种有机氯农药混标溶液	α- 六六六，β- 六六六，γ- 六六六，五氯硝基苯，δ- 六六六，七氯，艾氏剂，外环氧七氯 B，内环氧七氯，反- 氯丹 (γ)，顺式氯丹，o,p'- 滴滴伊，α- 硫丹，o,p'- 滴滴滴，p,p'- 滴滴伊，异狄氏剂，p,p'- 滴滴滴，o,p'- 滴滴涕，β- 硫丹，硫丹硫酸盐，4,4'- 滴滴涕，甲氧滴滴涕，灭蚁灵，八氯二丙醚，狄氏剂，	100µg/ml	丙酮	1mL	2015 药典 2341 通则
380-03014	10 种有机磷农药混标溶液	敌敌畏，特丁硫磷，甲基毒死蜱，甲基对硫磷，皮蝇硫磷，杀螟硫磷，毒死蜱，对硫磷，甲基- 溴硫磷，乙基溴硫磷，	100µg/ml	丙酮	1mL	2015 药典 2341 通则
380-03015	12 种菊酯类农药混标溶液	七氟菊酯，联苯菊酯，苯醚菊酯，氟丙菊酯，氯菊酯，氟氯氧菊酯，氯氧菊酯，氟氰戊菊酯，氰戊菊酯，溴氰菊酯，甲氧菊酯，氯氟氧菊酯，	100µg/ml	乙腈	1mL	2015 药典 2341 通则
380-03016	9 种杀 菌 剂混标溶液	二苯胺，四氯硝基苯，氯硝胺，六氯苯，乙烯菌核利，苯氟磺胺，三唑酮，三唑醇，腐霉利，	100µg/ml	乙腈	1mL	2015 药典 2341 通则
380-03017	16 种农药混标溶液	杀虫脒，氟乐灵，五氯甲氧基苯，五氯苯胺，甲基五氯苯基硫，三氯杀螨醇，氯酞酸二甲酯，仲丁灵，二甲戊灵，哌草丹，氟虫腈，氟节胺，除草醚，虫螨腈，溴螨酯，啶禾灵，	100µg/ml	甲苯	1mL	2015 药典 2341 通则
380-03018	30 种有机磷农药混标溶液	保棉磷，硫线磷，二嗪磷，除线磷，乐果，苯硫磷，乙硫磷，灭线磷，丰索磷，倍硫磷，地虫硫磷，噻唑磷，氯唑磷，异柳磷，马拉硫磷，虫螨畏，杀扑磷，速灭磷，稻丰散，甲拌磷，伏杀硫磷，磷酰胺酮， 甲基嘧啶磷，丙溴磷，丙硫磷，啶硫磷，甲基立枯磷，三唑磷，乙啶硫磷，苯线磷，	100µg/ml	乙腈	1mL	2015 药典 2341 通则
380-03019	18 种氨基甲酸酯类农药混标溶液	涕灭威，涕灭威砷，涕灭威亚砷，甲萘威，克百威，3- 羟基- 呋喃丹，乙硫甲威，呋线威，茛虫威，异丙威，灭蚜磷，灭虫威，灭多威，速灭威，杀线威，抗蚜威，猛杀威，残杀威	100µg/ml	乙腈	1mL	2015 药典 2341 通则
380-03020	36 种有机磷类农药混标溶液	乙酰甲胺磷，益棉磷，蝇毒磷，内吸磷，百治磷，乙拌磷，乙拌磷砷，乙拌磷亚砷，苯线磷砷，苯线磷亚砷，氧皮蝇磷，氧丰索磷，氧丰索磷砷，丰索磷砷，氧倍硫磷，倍硫磷氧砷，倍硫磷氧亚砷，倍硫磷砷，倍硫磷亚砷，甲基异柳磷，马拉氧磷，甲胺磷，久效磷，N- 去乙基甲基嘧啶磷，氧乐果，乙基对氧磷，甲基对氧磷，氧甲拌磷，氧甲拌磷砷，甲拌磷砷，亚胺硫磷，辛硫磷，啶啶磷，胺丙畏，治螟磷，敌百虫，	100µg/ml	乙腈	1mL	2015 药典 2341 通则
3 8 0 - 03021	23 种农药混标溶液	甲草胺，生物丙烯菊酯，莠灭净，莠去津，丁草胺，烯草酮，氟氟草酯，醚菊酯，精吡氟禾草灵，氟吡甲禾灵，环嗪酮，异丙甲草胺，嗪草酮，禾草敌，敌草胺，噁草酮，多效唑，增效醚，丙草胺，敌稗，氟胺氰菊酯，胺菊酯，二甲酚噻草胺，	100µg/ml	乙腈	1mL	2015 药典 2341 通则
3 8 0 - 03022	28 种农药混标溶液	啶菌酯，苯霜灵，联苯三唑醇，啶酰菌胺，多菌灵，啞菌环胺，苯醚甲环唑，烯唑醇，敌瘟磷，氯苯啶啶醇，腈苯唑，氟硅唑，氟酰胺，己唑醇，抑霉唑，稻瘟灵，灭锈胺，甲霜灵，腈菌唑，啞霜灵，咪鲜胺，丙环唑，百克敏，戊唑醇，噻苯哒唑，甲苯氟磺胺，三环唑，肟菌酯，	100µg/ml	甲醇	1mL	2015 药典 2341 通则
3 8 0 - 03023	17 种农药混标溶液 -1	啶虫脒，联苯肼酯，噻嗪酮，灭螨猛，氯虫苯甲酰胺，毒虫畏，除虫脲，唑螨酯，吡虫啉，甲氧虫酰肼，炔螨特，哒螨灵，吡丙醚，虫死净，虫酰肼，噻虫啉，噻虫嗪，	100 µ g/ml	乙腈	1mL	2015 药典 2341 通则

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03024	22 种有机氯农药混标溶液 (不 同 浓 度)	六氯苯，α- 六六六，五氯硝基苯，γ- 六六六，β- 六六六，七氯，δ- 六六六，艾氏剂，氧化氯丹，顺式环氧七氯，内环氧七氯，反- 氯丹 (γ)，顺- 氯丹 (α)，α- 硫丹，p,p'- 滴滴伊，狄氏剂，异狄氏剂，o,p'- 滴滴涕，p,p'- 滴滴滴，β- 硫丹，4,4'- 滴滴涕，硫丹硫酸盐，	不同浓度	异辛烷	1mL	2015 药典
380-03025	3 种 氨 基 甲 酸 酯 类 农 药 混 标 溶 液	涕灭威，涕灭威砷，涕灭威亚砷，	100µg/ml	甲醇	1mL	S N / T 2 4 4 1 - 2010
380-03026	22 种有机氯农药混标溶液	六氯苯，α- 六六六，五氯硝基苯，γ- 六六六，β- 六六六，七氯，δ- 六六六，艾氏剂，氧化氯丹，顺式环氧七氯，内环氧七氯，反- 氯丹 (γ)，顺- 氯丹 (α)，α- 硫丹，p,p'- 滴滴伊，狄氏剂，异狄氏剂，o,p'- 滴滴涕，p,p'- 滴滴滴，β- 硫丹，4,4'- 滴滴涕，硫丹硫酸盐，	100µg/ml	异辛烷	1mL	2015 药典
380-03027	16 种农药混标溶液溶液	多菌灵，杀线威，噻菌灵，灭多威，吡虫啉，啶虫脒，啞菌酯，虱螨脲，多杀菌素，咪鲜胺，氟菌唑， 氟苯脲，氟虫脲，盐酸伐虫脒， 霜霉威，氟铃脲，	100µg/ml	甲醇	1mL	N Y / T 1 4 5 3 - 2007
380-03028	11 种除草剂混标溶液	乙草胺，甲草胺，戊草丹，异丙甲草胺，二甲戊灵，丁草胺，氟酰胺， 丙草胺，灭锈胺，吡氟酰草胺，苯噻酰草胺，	100µg/ml	正己烷 / 丙酮	1mL	GB23200.24-2016
380-03029	26 种农药混标溶液	α- 六六六，六氯苯，β- 六六六，γ- 六六六，五氯硝基苯，δ- 六六六，五氯苯胺，七氯，甲基五氯苯基硫，艾氏剂，氧氯丹，外环氧七氯 B，反式氯丹，α- 硫丹，顺- 氯丹 (α)，4,4' - 滴滴伊，狄氏剂，异狄氏剂，β- 硫丹，4,4' - 滴滴滴，2,4' - 滴滴涕，硫丹硫酸酯，4,4'- 滴滴涕，灭蚁灵，异狄氏剂醛，异狄氏剂酮，	100µg/ml	甲苯	1mL	GB/T5009.19-2008
380-03030	32 种农药混标溶液	敌磺钠，敌螨普，丁香菌酯，二氰蒽醌，氟吡菌胺，氟吡菌酰胺，氟菌唑，氟吗啉，克菌丹，8- 羟基喹啉，灭瘟素 S 盐酸盐，宁南霉素，噻氨灵，噻呋酰胺，噻霉酮，双胍三辛烷基苯磺酸盐，双炔酰菌胺，四氯苯酞，烯丙苯噻唑，溴菌腈，乙啶酚，乙蒜素，唑胺菌酯，啞菌酯，啞啞菌胺，多抗霉素 B，苯菌灵，丙硫菌唑，硫酮菌唑，威百亩水合物，敌菌灵，氯啞菌酯，	100µg/ml	乙腈 / 水	1mL	
380-03031	38 种农药混标溶液 -1	丙炔噁草酮，单啞磺隆，噁嗪草酮，恶唑酰草胺，砒啞磺隆，氟吡磺隆，氟烯草酸，氟啞磺隆钠，磺草酮，甲磺草胺，甲磺隆，甲基二磺隆，精恶唑禾草灵，氯吡啞磺隆，氯磺隆，咪唑喹啉酸，啞苯胺磺隆，6- 羟基灭草松，灭草松 -8- 羟基，氟氟草酸，炔草酸，杀草强，五氟磺草胺，烯草酮亚砷，烯草酮砷，酰啞磺隆，溴苯腈辛酸酯，烟啞磺隆，啞啞草酯，胺苯磺隆，苯啞磺草胺，吡氟禾草灵 (自由酸)，苄啞磺隆，草除灵，精二甲吩草胺，氯氨吡啶酸，西玛津，啞草酮，	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03032	7 种 农 药 混 标 溶 液	除虫脲，氟苯脲，氟酰胺，虱螨脲，阿维菌素，甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，春雷霉素盐酸盐水合物，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03033	4 种 农 药 混 标 溶 液	单氟胺，抗倒酯 -ethyl，噻节因，抑芽丹，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03034	5 种 农 药 混 标 溶 液 -1	除虫菊提取物，2，4，6- 三氯酚，外环氧七氯 B，内环氧七氯， 异狄氏剂醛，	100µg/ml	正己烷	1mL	
380-03035	5 种 农 药 混 标 溶 液 -2	甲基硫环磷，甲基异柳磷，噻唑磷，特丁磷亚砷，砒吸磷亚砷，	100µg/ml	甲苯	1mL	
380-03036	24 种农药混标溶液	单甲脒，丁虫脒，氟苯虫酰胺，氟啞虫胺脒，氟啞虫酰胺，螺虫乙酯，氯虫苯甲酰胺，咪草烟，灭蝇胺，氟氟虫脒，沙蚕毒素草酸盐，草酸氢杀虫环，杀螺胺，溴氟虫酰胺，烟碱，啞虫酰胺，依维菌素，乙基多杀菌素，杀虫单，杀虫双，螺虫乙酯 - 烯醇，螺虫乙酯 - 酮基 - 羟基，螺虫乙酯 - 单 - 羟基， 螺虫乙酯 - 烯醇 - 葡萄糖苷，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03037	3 种 农 药 混 标 溶 液	丙硫克百威，杀线威 -oxime，涕灭威亚砷，	100µg/ml	乙腈	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03038	23 种农药混标溶液 -1	西草净，噻虫啉，吡虫啉，烯啶虫胺，甜菜安，甲基硫菌灵，杀铃脲，氟吡甲禾灵，醚苯磺隆，啉菌酯，茚虫威，乙酰甲胺磷，多菌灵，绿麦隆，敌草隆，噻虫胺，噻虫嗪，烯草酮，噻草酸甲酯，氯噻磺隆，野燕枯(甲基硫酸酯)，丁酰肼，吡氟甲禾灵，	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03039	38 种农药混标溶液 -2	甲胺磷，克百威，啉虫脒，敌百虫，内吸磷，甲拌磷亚砷，氧化萎锈灵，辛硫磷，甲氧虫酰肼，丁醚脲，甲基噻吩磺隆，乙氧磺隆，多杀菌素(A&D mix)，甲哌鎗，三环唑，异丙隆，吡蚜酮，啉啉磺草胺，烯禾啉，硫双威，醚磺隆，吡啉磺隆，杀螟丹，灭多威，霜脲氰，氧乐果，乙氧喹啉，涕灭威砷，灭菌丹，甲咪唑烟酸，烯效唑，四螨嗪，蚜灭多砷，特丁硫磷砷，氰霜唑，双氟磺草胺，苯螨特，矮壮素，	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03040	14 种农药混标溶液	噁霉灵，涕灭威，呋虫胺，杀线威，噻苯隆，亚砷磷，硫环磷，蚜灭磷，甲氧咪草烟，亚胺硫磷，虫酰肼，鱼藤酮，亚胺唑，多果定，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03041	8 种农药混标溶液	氯吡脲，灭幼脲，硝磺草酮，啉啉菌酮，乙虫清，环丙啉磺隆，氟磺胺草醚，甲基碘甲磺隆钠，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03042	5 种农药混标溶液 -3	三苯基氢氧化锡，三苯基乙酸锡，三环锡，三唑锡，苯丁锡，	100µg/ml	乙腈 / 丙酮	1mL	
380-03043	51 种农药混标溶液	倍硫磷，苯线磷，丙环唑，稻丰散，丁硫克百威，恶草酮，噁霜灵，二苯胺，二甲戊灵，二嗪磷，伏杀硫磷，氟酰胺，腐霉利，禾草灵(甲酯)，甲拌磷，甲基对硫磷，甲霜灵，腈菌唑，啉恶磷，乐果，联苯菊酯，氯氟菊酯，马拉硫磷，扑草净，氰戊菊酯，炔苯酰草胺，三氯杀螨砒，三唑酮，杀虫脒，杀螟硫磷，杀扑磷，萎锈灵，五氯硝基苯，戊唑醇，溴氟菊酯，乙硫磷，乙烯菌核利，异恶草酮，艾氏剂，p,p'-滴滴涕，狄氏剂，灭蚁灵，吡唑草胺，毒死蜱，氰草津，δ- 六六六，β- 六六六，地虫硫磷，苯硫威，对硫磷，反- 氯丹(γ)，	100µg/ml	甲苯	1mL	
380-03044	48 种农药混标溶液	保棉磷，苯氟磺胺，苯霜灵，丙溴磷，敌稗，敌瘟磷，多效唑，氟胺氰菊酯，氟虫脲，氟乐灵，氟氟氰菊酯，禾草丹，环嗪酮，己唑醇，甲苯氟磺胺，甲基啉啉磷，甲氧菊酯，甲羧除草醚，氯苯胺灵，氯苯啉啉醇，氯硝胺，咪鲜胺，灭线磷，噻嗪酮，三氯杀螨醇，三唑磷，四氯硝基苯，特丁硫磷，溴螨酯，乙氧氟草醚，蝇毒磷，治螟磷，p,p'-滴滴涕，o,p'-滴滴涕，p,p'-滴滴涕，异狄氏剂，丁草胺，毒草安，甲草胺，甲基毒死蜱，特丁津，异丙甲草胺，α- 六六六，α- 硫丹，β- 硫丹，硫丹硫酸酯，顺- 氯丹(α)，氧氯丹，	100µg/ml	甲苯	1mL	
380-03045	46 种农药混标溶液	苯醚甲环唑，苯噻酰草胺，吡氟禾草灵，吡氟酰草胺，丙炔氟草胺，啉啉灵，敌敌畏，丁苯吗啉，氟啉脲，氟硅唑，氟铃脲，氟氰戊菊酯，咯菌腈，禾草敌，甲基立枯磷，啉啉醚，联苯三唑醇，邻苯基苯酚，氯氟氰菊酯，氯菊酯，醚菊酯，醚菌酯，啉霉胺，灭锈胺，啉草丹，噻草酮，炔螨特，三唑醇，莎稗磷，双甲脒，霜霉威，戊菌唑，烯唑醇，野麦畏，乙霉威，乙羧氟草醚，3, 5-二氯苯胺，异稻瘟净，莠灭净，莠去津，增效醚，仲丁威，七氯，丙草胺，氯唑磷，林丹，	100µg/ml	甲苯	1mL	
380-03046	17 种农药混标溶液 -2	异丙草胺，倍硫磷亚砷，倍硫磷砷，苯噻草酮，苯线磷亚砷，苯线磷砷，粉唑醇，环丙唑醇，甲拌磷砷，腈苯唑，啉菌环胺，炔草酯，噻啉酮，水胺硫磷，五氯苯胺，五氯甲氧基苯，氯氟吡氧乙酸异辛酯，	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03047	23 种农药混标溶液 -2	苯锈啉，吡丙醚，吡草醚，吡啉啉菌酯，稻瘟灵，稻瘟酰胺，啉菌酯，氟环唑，环酯草醚，抗蚜威，啉氧灵，磷胺，螺螨酯，乳氟禾草灵，肟菌酯，内吸磷-S- 甲基，乙螨唑，异丙威，异菌脲，抑霉唑，啉啉酯，苯酰菌胺，	100µg/ml	乙腈	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03048	17 种农药混标溶液 -3	乙草胺，2,4- 滴，苯磺隆，虫螨腈，氟啉胺，环酰菌胺，甲萘威，久效磷，联苯腈酯，硫线磷，氟氟草酯，噻苯咪唑，生物苄咪菊酯，烯酰吗啉，仲丁灵，异狄氏剂酮，啉酰菌胺，	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03049	15 种农药混标溶液	氟酮唑草，2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸，二氯喹啉酸，氟吡禾灵，啉禾灵乙酯，麦草畏，灭草松，萘乙酸，三氟羧草醚，溴苯腈，氯氟吡啉酸，二氯吡啉酸，氯氟吡氧乙酸，三氯吡氧乙酸，胺鲜酯，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03050	6 种农药混标溶液	二嗪农，克百威，敌敌畏，敌百虫，杀虫脒，蝇毒磷，	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03051	3 种有机磷农药混标溶液 -1	倍硫磷，倍硫磷亚砷，倍硫磷砷，	100µg/ml	丙酮	1mL	
380-03052	10 种杀虫剂混标溶液	克百威，杀虫脒，二嗪农，五氯苯酚，溴氟菊酯，蝇毒磷，敌百虫，马拉硫磷，胺丙畏，敌敌畏，	100µg/ml	丙酮	1mL	
380-03053	4 种 BHC 异构体混标溶液	α- 六六六，β- 六六六，γ- 六六六，δ- 六六六，	100µg/ml	甲苯	1mL	
380-03054	9 种有机氯农药混标溶液	α- 六六六，β- 六六六，γ- 六六六，δ- 六六六，4,4'-滴滴伊，4,4'- 滴滴涕，2,4'- 滴滴涕，4,4'- 滴滴涕，五氯硝基苯，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03055	8 种苯氧羧酸类农药混标溶液	2 甲 4 氯丁酸，2,4- 滴丁酸，2-(2,4,5- 三氯苯氧)- 丙酸，2,4,5- 涕，2,4- 滴丙酸，2- 甲 -4- 氯丙酸，2- 甲基 -4- 氯苯氧乙酸，2,4- 滴，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03056	3 种有机磷农药混标溶液 -2	甲拌磷，甲拌磷砷，甲拌磷亚砷，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03057	8 种有机氯农药混标溶液	α- 六六六，β- 六六六，γ- 六六六，δ- 六六六，4,4'-滴滴伊，4,4'- 滴滴涕，2,4'- 滴滴涕，4,4'- 滴滴涕，	100µg/ml	正己烷	1mL	
380-03058	26 种有机氯污染物混标溶液	α- 六六六，β- 六六六，γ- 六六六，δ- 六六六，p,p'-滴滴伊，p,p'- 滴滴涕，p,p'- 滴滴涕，o,p'- 滴滴涕，七氯，环氯七氯，α- 硫丹，β- 硫丹，五氯硝基苯，六氯苯，艾氏剂，狄氏剂，异狄氏剂，顺- 氯丹(α)，反- 氯丹(γ)，2,4,4'- 三氯联苯，2,2',5,5'- 四氯联苯，2,2',4,5,5'- 五氯联苯，2,3',4,4',5'- 五氯联苯，2,2',4,4',5,5'- 六氯联苯，2,2',3,4,4',5'- 六氯联苯，2,2',3,4,4',5,5'- 七氯联苯，	100µg/ml	异辛烷	1mL	
380-03059	氟虫腈及其 3 种代谢物混标溶液	氟虫腈，氟甲腈，氟虫腈硫化物，氟虫腈砷，	100µg/ml	乙腈	1mL	

兽药和药物残留



货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03060	16 种磺胺类混标溶液	磺胺甲噻二唑，磺胺醋酰，磺胺嘧啶，磺胺吡啶，磺胺二甲异恶唑，磺胺甲基嘧啶，磺胺氯哒嗪，磺胺-5-(对)甲氧嘧啶，磺胺邻二甲氧嘧啶，磺胺甲基异恶唑，磺胺噻唑，磺胺甲氧哒嗪，磺胺间二甲氧嘧啶，磺胺间甲氧嘧啶钠(SMM)，磺胺二甲嘧啶，磺胺苯吡唑，	100µg/ml	甲醇	1mL	GBT 18932.17-2003
380-03061	6 种喹诺酮类药物混标溶液	氧氟沙星，诺氟沙星，环丙沙星，恩诺沙星，洛美沙星，培氟沙星，	100µg/ml	甲醇	1mL	农业部 1077 号公告-1-2008
380-03062	8 种磺胺混标溶液	磺胺二甲异噁唑，磺胺噻唑，磺胺甲基异噁唑，磺胺二甲基嘧啶，磺胺甲基嘧啶，磺胺邻二甲氧嘧啶，磺胺嘧啶，磺胺噻恶琳，	100µg/ml	甲醇	1mL	农业部 1077 号公告-1-2008
380-03063	17 种磺胺混标溶液	磺胺二甲异噁唑，磺胺索嘧啶，磺胺噻唑，磺胺吡唑，磺胺-6-甲氧嘧啶，磺胺甲氧哒嗪，磺胺甲基异噁唑，磺胺甲噻二唑，磺胺二甲基嘧啶，磺胺对甲氧嘧啶，磺胺甲基嘧啶，磺胺脒，磺胺邻二甲氧嘧啶，磺胺间二甲氧嘧啶，磺胺嘧啶，磺胺氯哒嗪，磺胺噻恶琳，	100µg/ml	甲醇	1mL	农业部 1077 号公告-1-2008
380-03064	6 种磺胺类药物混标溶液-1	磺胺甲基嘧啶，磺胺甲基异噁唑，磺胺二甲基嘧啶，磺胺间二甲氧嘧啶，磺胺间甲氧嘧啶，磺胺噻恶琳，	100µg/ml	甲醇	1mL	GB/T20759-2006
380-03065	15 种兽药混标溶液-1	异丙硝唑，甲硝唑，替硝唑，塞克硝唑，卡硝唑，奥硝唑，二甲硝咪唑，罗硝唑，呋喃唑酮，呋喃它酮，呋喃妥因，呋喃西林，卡巴氧，喹乙醇，喹烯酮，	100µg/ml	甲醇	1mL	农业部 2349 号公告-6-2015
380-03066	11 种β-受体激素混标溶液	齐帕特罗，氯丙那林，特布他林硫酸盐，马布特罗盐酸盐，溴布特罗，班布特罗，西布特罗，盐酸克伦特罗，莱克多巴胺盐酸盐，沙丁胺醇硫酸盐，西马特罗，	100µg/ml	甲醇	1mL	农业部 1063 号公告-3-2008
380-03067	10 种硝基咪唑混标溶液	4-硝基咪唑，异丙硝唑，2-甲硝咪唑，罗硝唑，甲硝唑，氯甲硝咪唑，二甲硝咪唑（地美硝唑），苯硝咪唑，羟基甲硝唑，羟甲基甲硝咪唑，	100µg/ml	乙腈	1mL	GB/T 21318-2007
380-03068	15 种喹诺酮类药物混标溶液	环丙沙星，恩诺沙星，氟甲喹，洛美沙星，诺氟沙星，氧氟沙星，盐酸沙拉沙星，噁喹酸，培氟沙星，依诺沙星，双氟沙星，奥比沙星，司帕沙星，氟罗沙星，达氟沙星，	100µg/ml	甲醇	1mL	农业部 1077 号公告-1-2008
380-03069	23 种磺胺混标溶液	磺胺脒(SGN)，甲氧苄氨嘧啶，磺胺二甲异嘧啶，磺胺醋酰(SAA)，磺胺嘧啶(SDZ)，磺胺吡啶(SPD)，磺胺噻唑(STZ)，磺胺甲基嘧啶(SMR)，磺胺恶唑(SMO)，磺胺二甲基嘧啶(SDM)，磺胺甲氧哒嗪(SMP)，磺胺甲噻二唑(SMT)，磺胺对甲氧嘧啶(SMD)，磺胺间甲氧嘧啶(SMM)，磺胺氯哒嗪(SCP)，磺胺多辛，磺胺甲恶唑，磺胺二甲异噁唑，苯甲酰磺胺，磺胺间二甲氧嘧啶，磺胺噻恶琳，磺胺苯吡唑(SPA)，磺胺硝苯(SAN)，	100µg/ml	甲醇	1mL	GB/T21316-2007
380-03070	16 种喹诺酮混标溶液	萘啶酸，恶喹酸，氟甲喹，诺氟沙星，依诺沙星，环丙沙星，洛美沙星，达氟沙星，恩诺沙星，氧氟沙星，沙拉沙星，双氟沙星，麻保沙星，培氟沙星，司帕沙星，奥比沙星，	100µg/ml	甲醇	1mL	GB/T1751.2-2007

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03071	40 种激素混标溶液	泼尼松，可的松，氢化可的松，甲基泼尼松龙，氟米龙，倍他米松，醋酸泼尼松，醋酸可的松，醋酸氢化可的松，倍氯米松，氟米松，甲基泼尼松龙醋酸酯，醋酸氟米龙，醋酸氟氢可的松，布地奈德，氢化可的松丁酸酯，曲安奈德，氟氢缩松，地夫可特，氢化可的松戊酸酯，哈西奈德，氯倍他索丙酸酯，醋酸曲安奈德，倍他松丁酸酯，泼尼卡酯，二氟拉松双醋酸酯，安西奈德，倍他米松双丙酸酯，倍氯米松双丙酸酯，氟替卡松丙酸酯，醋酸曲安西龙双，泼尼松龙，地塞米松，醋酸泼尼松龙，醋酸地塞米松，倍他米松戊酸酯，醋酸倍他米松，莫米他松糠酸酯，氟轻松醋酸酯，阿氯米松双丙酸酯，	100µg/ml	乙腈 / 甲醇	1mL	GBT 24800.2-2009
380-03072	3 种喹诺酮类内标混标溶液	诺氟沙星-d5，环丙沙星-D8 盐酸盐，恩诺沙星-D5，	100µg/ml	甲醇	1mL	农业部 1077 号公告-1-2008
380-03073	2 种磺胺内标混标溶液	磺胺多辛-d3，磺胺二甲氧嘧啶-d6，	100µg/ml	甲醇	1mL	农业部 1077 号公告-1-2008
380-03074	11 种β-兴奋剂混标溶液-A	沙丁胺醇硫酸盐，特布他林硫酸盐，西马特罗，西布特罗，莱克多巴胺盐酸盐，盐酸克伦特罗，溴布特罗，苯氧丙酚胺盐酸盐，马布特罗盐酸盐，马贵特罗盐酸盐，溴代克伦特罗盐酸盐，	100µg/ml	甲醇	1mL	GB/T 22286-2008
380-03075	11 种β-兴奋剂混标溶液-B	沙丁胺醇硫酸盐，特布他林硫酸盐，西马特罗，西布特罗，莱克多巴胺盐酸盐，盐酸克伦特罗，溴布特罗，苯氧丙酚胺盐酸盐，马布特罗盐酸盐，马贵特罗盐酸盐，溴代克伦特罗盐酸盐，	100µg/ml	乙腈 / 甲醇	1mL	GB/T 22286-2008
380-03076	18 种磺胺类药物混标溶液	磺胺醋酰，磺胺嘧啶，磺胺噻唑，磺胺吡啶，磺胺甲基嘧啶，磺胺恶唑，磺胺二甲基嘧啶，磺胺甲氧哒嗪，磺胺甲噻二唑，磺胺-6-甲氧嘧啶，磺胺氯哒嗪，磺胺邻二甲氧嘧啶，磺胺甲基异噁唑，磺胺二甲异噁唑，磺胺噻恶琳，苯甲酰磺胺，磺胺间二甲氧嘧啶，磺胺苯吡唑，	100µg/ml	甲醇	1mL	农业部公告第 1025 号-23-2008
380-03077	11 种喹诺酮混标溶液溶液	依诺沙星，氧氟沙星，诺氟沙星，培氟沙星，环丙沙星，洛美沙星，达氟沙星，恩诺沙星，沙拉沙星，双氟沙星盐酸盐，司帕沙星，	100µg/ml	乙腈	1mL	GB/T20366-2006
380-03078	14 种喹诺酮混标溶液	恩氟沙星，诺氟沙星，培氟沙星，环丙沙星，氧氟沙星，沙拉沙星，依诺沙星，洛美沙星，吡哌酸，萘啶酸，恶喹酸，氟甲喹，西诺沙星，达氟沙星，	100µg/ml	甲醇	1mL	GB/T21312-2007
380-03079	13 种β-受体激素混标溶液-A	西马特罗，马布特罗盐酸盐，西布特罗，溴布特罗盐酸盐，莱克多巴胺盐酸盐，氯丙那林，特布他林硫酸盐，齐帕特罗，沙丁胺醇硫酸盐，盐酸克伦特罗，克伦普罗，妥布特罗盐酸盐，班布特罗盐酸盐，	100µg/ml	甲醇	1mL	农业部 1063 号公告-6-2008
380-03080	13 种β-受体激素混标溶液-B	西马特罗，马布特罗盐酸盐，西布特罗，溴布特罗盐酸盐，莱克多巴胺盐酸盐，氯丙那林，特布他林硫酸盐，齐帕特罗，沙丁胺醇硫酸盐，盐酸克伦特罗，克伦普罗，妥布特罗盐酸盐，班布特罗盐酸盐，	100µg/ml	甲醇 / 水	1mL	农业部 1063 号公告-6-2008
380-03081	21 种磺胺混标溶液-A	磺胺胍，磺胺，磺胺醋酰，磺胺二甲异嘧啶，磺胺嘧啶，磺胺噻唑，磺胺吡啶，磺胺甲基嘧啶，磺胺恶唑，磺胺二甲基嘧啶，磺胺甲噻二唑，磺胺甲氧哒嗪，琥珀酰磺胺噻唑，磺胺氯哒嗪，磺胺甲基异噁唑，磺胺间甲氧嘧啶，磺胺多辛，磺胺二甲异噁唑，磺胺间二甲氧嘧啶，磺胺噻恶琳，磺胺硝苯，	100µg/ml	甲醇	1mL	GB/T 24800.6-2009
380-03082	21 种磺胺混标溶液-B	磺胺胍，磺胺，磺胺醋酰，磺胺二甲异嘧啶，磺胺嘧啶，磺胺噻唑，磺胺吡啶，磺胺甲基嘧啶，磺胺恶唑，磺胺二甲基嘧啶，磺胺甲噻二唑，磺胺甲氧哒嗪，琥珀酰磺胺噻唑，磺胺氯哒嗪，磺胺甲基异噁唑，磺胺间甲氧嘧啶，磺胺多辛，磺胺二甲异噁唑，磺胺间二甲氧嘧啶，磺胺噻恶琳，磺胺硝苯，	100µg/ml	甲醇 / 水	1mL	GB/T 24800.6-2009
380-03083	10 种雄性激素混标溶液	去氢睾酮，丙酸睾丸素，美雄酮，甲基睾丸酮，睾丸酮，丙酸诺龙，表睾酮，氟甲睾酮，19-去甲睾酮，苯丙酸诺龙，	100µg/ml	乙腈	1mL	SN/T 3235-2012

兽药和药物残留

兽药和药物残留

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03084	9 种 磺 胺 混标溶液	磺胺二甲噁啉，磺胺噻啉，磺胺吡啉，磺胺甲基噻啉，磺胺索噻啉，磺胺甲氧噻啉（磺胺对甲氧噻啉），磺胺甲基异噻唑，磺胺二甲异恶唑（磺胺异噻唑），磺胺间二甲氧噻啉，	100µg/ml	甲醇	1mL	农业部 781 号公告 -12-2006
380-03085	22 种 β-受体激动剂混标溶液	盐酸克伦特罗，沙丁胺醇硫酸盐，莱克多巴胺盐酸盐，齐帕特罗，氯丙那林，特布他林硫酸盐，西马特罗，西布特罗，马布特罗盐酸盐，溴布特罗，班布特罗盐酸盐，克伦普罗盐酸盐，妥布特罗，盐酸利托君，沙美特罗，克伦塞罗，福莫特罗富马酸盐，苯乙醇胺 A，苯氧丙酚胺盐酸盐，拉贝特罗 / 拉贝洛尔盐酸盐，喷布特罗盐酸盐，吗喷特罗盐酸盐，	100µg/ml	甲醇	1mL	NY/T 3145-2017 & NY/T 3146-2017
380-03086	16 种硝基咪唑类药物混标溶液	奥芬达唑，芬苯达唑，芬苯达唑砒，阿苯达唑，阿苯达唑-2-氨基砒，阿苯达唑亚砒，阿苯达唑砒，甲苯咪唑（MEB），2-氨基-5-苯甲酰苯并咪唑，5-羟基甲苯咪唑，噻苯咪唑，5-羟基噻苯咪唑，氟苯达唑，2-氨基氟苯达唑，坎苯达唑，丙氧苯咪唑，	100µg/ml	乙腈 / 甲醇 / DMSO	1mL	GB/T 21324-2007
380-03087	甲 醇 中 9 种 β-兴奋剂混标溶液	特布他林硫酸盐，西马特罗，非诺特罗氢溴酸盐，氯丙那林，沙丁胺醇硫酸盐，莱克多巴胺盐酸盐，盐酸克伦特罗，妥布特罗，喷布特罗，	100µg/ml	甲醇	1mL	农业部 1025 号公告 -18-2008
380-03088	化 妆 品 中 7 种激素混标溶液 -A	米诺地尔，氢化可的松，螺内酯，雌酮，坎利酮，醋酸曲安奈德，孕酮，	200µg/ml	甲醇	1mL	2015 化妆品安全技术规范
380-03089	化 妆 品 中 7 种激素混标溶液 -B	米诺地尔，氢化可的松，螺内酯，雌酮，坎利酮，醋酸曲安奈德，孕酮，	100µg/ml	甲醇	1mL	2015 化妆品安全技术规范
380-03090	11 种药物混标溶液	红地那非，那红地那非，伪伐地那非，伐地那非，西地那非，那莫西地那非，他达拉非，氨基他达拉非，豪莫西地那非，羟基豪莫西地那非，硫代艾地那非，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03091	8 种 兽 药 混标溶液	咪哒唑仑，阿普唑仑，氯硝西洋，地西洋，劳拉西洋，三唑仑，奥沙西洋，硝西洋，	100µg/ml	乙腈 / 甲醇	1mL	
380-03092	14 种药物混标溶液	甲苯磺丁脲，格列本脲，格列齐特，格列吡嗪，格列喹酮，格列美脲，马来酸罗格列酮，瑞格列奈，盐酸吡格列酮，盐酸二甲双胍，盐酸苯乙双胍，盐酸丁双胍，格列波脲，呋塞米，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03093	6 种 药 物 混标溶液	盐酸麻黄碱，芬氟拉明，一水盐酸西布曲明，酚酞，N-单去甲基西布曲明，N,N-双去甲基西布曲明，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03094	5 种 药 物 混标溶液	辛伐他汀，洛伐他汀，美伐他汀，去羟基洛伐他汀，洛伐他汀羟酸钠盐，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03095	8 种 药 物 混标溶液	褪黑素，罗通定，盐酸文拉法辛，舒乐安定，扎来普隆，佐匹克隆，氯氮卓，氯美扎酮，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03096	4 种 药 物 混标溶液 -1	醋氯芬酸，青藤碱，马来酸氯苯那敏，沙丁胺醇硫酸盐，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03097	12 种降压药物混标溶液	阿替洛尔，盐酸可乐定，尼索地平，卡托普利，盐酸哌唑嗪，利血平，硝苯地平，氨氯地平，尼群地平，尼莫地平，非洛地平，氢氯噻嗪，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03098	4 种精神类药物混标溶液	巴比妥，苯巴比妥，异戊巴比妥，司可巴比妥，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03099	9 种 抗 风 湿类药物混标溶液 -1	美洛昔康，舒林酸，吡罗昔康，贝诺酯，依托考昔，奥沙普秦，双氯酚酸钠，依托度酸，非普拉宗，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03100	9 种 抗 风 湿类药物混标溶液 -2	二氟尼柳，醋氯芬酸，萘普生，芬布芬，尼美舒利，氟比洛芬，吲哚美辛，萘丁美酮，塞来西布，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03101	14 种激素类混标溶液	醋酸甲羟孕酮，甲基睾丸酮，丙酸睾丸素，炔诺肟酯，炔诺酮，睾丸酮，17a-雌二醇，19-去甲睾酮，β-群勃龙，甲基炔酮，甲地孕酮，氢化可的松，可的松，泼尼松，	100ug/ml	甲醇	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03102	7 种 精 神 类药物混标溶液	苯海拉明，氟西汀，盐酸多塞平，盐酸丙咪嗪，舒必利，唑吡坦，卡马西平，	100ug/ml	甲醇	1mL	
380-03103	6 种 糖 尿 病类医药混标溶液	格列本脲，格列美脲，格列吡嗪，瑞格列奈，甲苯磺丁脲，格列齐特，	100ug/ml	甲醇	1mL	
380-03104	4 种 β-blocker 类医药混标溶液	阿替洛尔，倍他洛尔，纳多洛尔，索他洛尔，	100ug/ml	甲醇	1mL	
380-03105	5 种哮喘镇咳类医药混标溶液	沙丁胺醇，盐酸克伦特罗，福莫特罗富马酸盐，右美沙芬，二羟丙茶碱，	100ug/ml	甲醇	1mL	
380-03106	4 种兴奋剂混标溶液	咖啡因，1,7-二甲基黄嘌呤，可待因，可替宁，	100ug/ml	甲醇	1mL	
380-03107	12 种心血管医药类混标溶液	地尔硫卓，伊贝沙坦，缬沙坦，替米沙坦，氨氯地平，洛沙坦，去氢硝苯地平，异羟基洋地黄毒甙元，地高辛，利多卡因，西地那非，吉非罗齐，	100ug/ml	甲醇	1mL	
380-03108	7 种广谱抗菌药混标溶液	三氯卡巴，咪康唑，噻苯咪唑，氟康唑，甘宝素，三氯生，卡巴氧，	100ug/ml	甲醇	1mL	
380-03109	6 种解热镇痛药混标溶液	安替比林，氨基比林，非那西丁，对乙酰氨基酚，布洛芬，萘普生，	100ug/ml	甲醇	1mL	
380-03110	3 种胃酸和抗凝剂混标溶液	西咪替丁，雷尼替丁，杀鼠灵 / 华法令，	100ug/ml	甲醇	1mL	
380-03111	15 种氨基甲酸酯类混标溶液	呋喃丹，3-羟基-呋喃丹，甲萘威，残杀威，混杀威，抗蚜威，猛杀威，速灭威，异丙威，仲丁威，氯灭杀威，灭多威，灭多威肟，恶虫威，涕灭威，	100ug/ml	甲醇	1mL	
380-03112	16 种 喹 诺酮类混标溶液 -1	环丙沙星，克林沙星，恩诺沙星，氟甲喹，洛美沙星，诺氟沙星，氧氟沙星，沙拉沙星，噁喹酸，培氟沙星，依诺沙星，萘啶酸，西诺沙星，双氟沙星盐酸盐，奥比沙星，司帕沙星，	100ug/ml	甲醇	1mL	
380-03113	18 种磺胺类混标溶液	磺胺噻啉，磺胺间二甲氧噻啉，磺胺甲基噻啉，磺胺二甲基噻啉，磺胺甲噻二唑，磺胺甲基异噻唑，磺胺，磺胺噻唑，磺胺氯噻嗪，甲氧苄氨噻啉，磺胺甲氧噻嗪，磺胺吡啉，磺胺邻二甲氧噻啉，磺胺二甲异噻唑，苯甲酰磺胺，磺胺喹恶琳，磺胺酯酰，磺胺苯吡唑，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03114	11 种大环内酯类混标溶液 -1	阿奇霉素，克拉霉素，红霉素，林可霉素，罗红霉素，维吉尼霉素 M1，维吉尼霉素 S1，二甲氧甲基苯氨噻啉，克林霉素，磷酸竹桃霉素，替米考星，	100ug/ml	甲醇	1mL	
380-03115	24 种磺胺类兽药混标溶液	磺胺醋酰，磺胺甲噻二唑，磺胺二甲异噻唑，磺胺氯吡嗪，磺胺氯噻嗪，磺胺噻啉，磺胺甲基异噻唑，磺胺噻唑，磺胺间甲氧噻啉，磺胺甲基噻啉，磺胺邻二甲氧噻啉，磺胺吡啉，磺胺对甲氧噻啉，磺胺甲氧噻嗪，磺胺二甲噻啉，磺胺苯吡唑，磺胺间二甲氧噻啉，磺胺脒，磺胺二甲异噻啉，磺胺恶唑，磺胺苯酰，磺胺喹恶琳，磺胺硝苯，甲氧苄啉，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03116	16 种 喹 诺酮类混标溶液 -A	恩诺沙星，诺氟沙星，培氟沙星，环丙沙星，氧氟沙星，沙拉沙星，依诺沙星，洛美沙星，萘啶酸，恶喹酸，氟甲喹，达氟沙星，双氟沙星，奥比沙星，司帕沙星，氟罗沙星，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03117	16 种 喹 诺酮类混标溶液 -B	恩诺沙星，诺氟沙星，培氟沙星，环丙沙星，氧氟沙星，沙拉沙星，依诺沙星，洛美沙星，萘啶酸，恶喹酸，氟甲喹，达氟沙星，双氟沙星，奥比沙星，司帕沙星，氟罗沙星，	100µg/ml	甲醇 / DMSO	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03118	23 种 甾 体 激素 混 标 溶 液 -1	β- 群勃龙, 丙酸睾丸素, 乙酸甲地孕酮, 倍他米松, 双烯雌酚, 可的松, 地塞米松, 曲安奈德, 氟米松, 氢化可的松, 泼尼松, 泼尼松龙, 甲基泼尼松龙, 甲基睾丸酮, 睾酮, 苯丙酸诺龙, 苯甲酸雌二醇, 醋酸可的松, 醋酸氟氢可的松, 醋酸绿地孕酮, 醋酸美伦孕酮, 17β- 雌二醇, 孕酮,	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03119	11 种 抗 生 素 混 标 溶 液	红霉素, 磷酸竹桃霉素, 替米考星, 泰乐菌素, 吉他霉素, 伊维菌素, 多拉菌素, 依普菌素, 阿维菌素, 维吉尼霉素 M1, 酒石酸乙酰异戊酰泰乐菌素,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03120	4 种 促 生 长 剂 混 标 溶 液	噻乙醇 3- 甲基噻噁啉 -2- 羧酸, 噻噁啉 -2- 羧酸, 硝呋烯腙盐酸盐,	100µg/ml	甲醇 / 水 / 乙腈	1mL	
380-03121	8 种 β- 受 体 激 素 & 普 萘 洛 尔 混 标 溶 液	莱克多巴胺盐酸盐, 沙丁胺醇, 特布他林硫酸盐, 西马特罗, 盐酸克伦特罗, 妥布特罗盐酸盐, 喷布特罗盐酸盐, 盐酸普萘洛尔, 氯丙那林,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03122	10 种 抗 虫 剂 混 标 溶 液	硝碘酚腈, 碘醚柳胺, 氯氰碘柳胺, 氢溴酸常山酮, 二硝托胺, 氯羟吡啶, 乙氧酰胺苯甲酯, 氯苯胍, 左旋咪唑盐酸盐, 苯硫胍,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03123	4 种 兽 药 混 标 溶 液 -1	地克珠利, 妥曲珠利, 妥曲珠利亚砒, 妥曲珠利砒,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03124	5 种 硝 基 咪 唑 类 兽 药 混 标 溶 液	甲硝唑, 二甲硝咪唑, 罗硝唑, 羟基甲硝唑, 羟甲基甲硝咪唑,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03125	9 种 苯 并 咪 唑 类 兽 药 混 标 溶 液 -A	甲苯咪唑, 氨基甲苯咪唑, 5- 羟基甲苯咪唑, 氟苯咪唑, 噻苯哒唑, 噻苯咪唑酯, 丙氧苯咪唑, 2- 氨基氟苯咪唑, 5- 羟基噻苯咪唑,	100µg/ml	乙腈 / 甲 醇	1mL	
380-03126	9 种 苯 并 咪 唑 类 兽 药 混 标 溶 液 -B	甲苯咪唑, 氨基甲苯咪唑, 5- 羟基甲苯咪唑, 氟苯咪唑, 噻苯哒唑, 噻苯咪唑酯, 丙氧苯咪唑, 2- 氨基氟苯咪唑, 5- 羟基噻苯咪唑,	100µg/ml	甲醇 / DMSO	1mL	
380-03127	3 种 苯 并 咪 唑 类 兽 药 混 标 溶 液 -A	奥芬达唑, 芬苯达唑, 奥芬达唑砒,	100µg/ml	乙腈 / 甲 醇	1mL	
380-03128	3 种 苯 并 咪 唑 类 兽 药 混 标 溶 液 -B	奥芬达唑, 芬苯达唑, 奥芬达唑砒,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03129	4 种 苯 并 咪 唑 类 兽 药 混 标 溶 液 -A	阿苯达唑, 阿苯达唑 -2- 氨基砒, 阿苯达唑亚砒, 阿苯达唑砒,	100µg/ml	乙腈 / 甲 醇	1mL	
380-03130	4 种 苯 并 咪 唑 类 兽 药 混 标 溶 液 -B	阿苯达唑, 阿苯达唑 -2- 氨基砒, 阿苯达唑亚砒, 阿苯达唑砒,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03131	19 种 药 物 混 标 溶 液 -1	唑啉心安, 氟哌啶醇, 氮哌醇, 氮哌酮, 4- 甲酰胺基安替比林, 4- 乙酰胺基安替比林, 卡洛芬, 双氯芬酸, 双水杨酸酯, 吡罗昔康, 吲哚美辛, 托灭酸 / 托芬那酸, 托麦汀, 替诺昔康, 甲灭酸 / 甲芬那酸, 美洛昔康, 舒林酸, 茚酮苯丙酸, 酮基布洛芬,	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03132	5 种 聚 醚 类 抗 生 素 混 标 溶 液 -1	莫能菌素钠盐, 盐霉素钠盐, 尼日利亚菌素钠盐, 拉沙里菌素钠, 马杜霉素铵盐,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03133	14 种 甾 体 激 素 混 标 溶 液	β- 群勃龙, 睾酮, 甲基睾丸酮, 诺龙, 乙酸甲地孕酮, 泼尼松, 泼尼松龙, 氢化可的松, 甲基泼尼松龙, 地塞米松, 倍他米松, 可的松, 氟米松, 曲安奈德,	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03134	18 种 药 物 混 标 溶 液	氮哌酮, 氮哌醇, 替诺昔康, 氟芬那酸 / 氟灭酸, 茚酮苯丙酸, 卡洛芬, 酮基布洛芬, 托灭酸 / 托芬那酸, 美洛昔康, 氟尼辛, 甲灭酸 / 甲芬那酸, 双氯芬酸, 吡罗昔康, 舒林酸, 托麦汀, 吲哚美辛, 4- 甲酰胺基安替比林, 4- 乙酰胺基安替比林,	100µg/ml	乙腈	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03135	25 种 磺 胺 类 药 物 混 标 溶 液	磺胺醋酰 (SAA), 磺胺甲基嘧啶 (SMR), 磺胺吡啶 (SPD), 磺胺甲氧哒嗪 (SMP), 磺胺甲恶唑, 磺胺多辛, 磺胺噻唑 (STZ), 磺胺甲噻二唑 (SMT), 甲氧苄氨嘧啶, 磺胺二甲异噁唑, 磺胺恶唑 (SMO), 苯甲酰磺胺, 磺胺苯吡唑 (SPA), 磺胺二甲基嘧啶 (SDM), 磺胺嘧啶 (SDZ), 磺胺喹恶琳, 磺胺氯哒嗪 (SCP), 磺胺对甲氧嘧啶 (SMD), 磺胺二甲异嘧啶, 磺胺间甲氧嘧啶 (SMM), 磺胺间二甲氧嘧啶, 磺胺脒 (SGN), 磺胺硝苯 (SAN), 磺胺吡唑, 磺胺,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03136	23 种 喹 诺 酮 类 药 物 混 标 溶 液	达氟沙星, 恩氟沙星, 西诺沙星, 环丙沙星, 依诺沙星, 氟罗沙星, 加替沙星, 吉米沙星甲磺酸盐, 麻保沙星, 莫西沙星盐酸盐, 那氟沙星, 萘啶酸, 诺氟沙星, 氧氟沙星, 奥比沙星, 恶喹酸, 司帕沙星, 甲苯磺酸妥舒沙星, 沙拉沙星, 双氟沙星, 洛美沙星, 氟甲喹, 吡哌酸,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03137	9 种 硝 基 呋 喃 药 物 混 标 溶 液	3- 氨基 -2- 噁唑烷酮, 3- 氨基 -5- 吗啉甲基 -2- 噁唑烷酮, 1- 氨基 -2- 乙内酰脲, 氨基脲盐酸盐, 呋喃唑酮, 呋喃它酮, 呋喃妥因, 呋喃西林, 呋喃苯烯酸钠,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03138	5 种 聚 醚 类 抗 生 素 混 标 溶 液 -2	莫能菌素钠盐, 盐霉素, 尼日利亚菌素钠盐, 甲基盐霉素, 马杜霉素铵盐,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03139	12 种 大 环 内 酯 类 抗 生 素 混 标 溶 液 -A	伊维菌素, 阿维菌素, 红霉素, 林可霉素盐酸盐, 盐酸克林霉素, 替米考星, 泰乐菌素, 螺旋霉素, 柱晶白霉素, 依普菌素, 多拉菌素, 维吉尼霉素 M1,	100µg/ml	乙酸乙酯	1mL	
380-03140	12 种 大 环 内 酯 类 抗 生 素 混 标 溶 液 -B	伊维菌素, 阿维菌素, 红霉素, 林可霉素盐酸盐, 盐酸克林霉素, 替米考星, 泰乐菌素, 螺旋霉素, 柱晶白霉素, 依普菌素, 多拉菌素, 维吉尼霉素 M1,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03141	6 种 抗 生 素 混 标 溶 液	氯霉素, 甲矾霉素 (TAP), 头孢噻呋, 头孢匹林钠, 氟苯尼考, 杆菌肽,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03142	8 种 β- 受 体 / 瘦 肉 精 混 标 溶 液	克伦特罗, 特布他林硫酸盐, 沙丁胺醇硫酸盐, 莱克多巴胺, 非诺特罗氢溴酸盐, 妥布特罗盐酸盐, 福莫特洛, 异丙喘宁,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03143	4 种 孔 雀 石 绿 与 结 晶 紫 混 标 溶 液	孔雀石绿, 隐色孔雀石绿, 结晶紫, 隐色结晶紫,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03144	7 种 固 醇 激 素 混 标 溶 液	醋酸甲羟孕酮, 甲睾酮, 丙酸睾丸素, 醋酸氯地孕酮, 去氢睾酮, 群勃龙, 苯丙酸诺龙,	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03145	5 种 兽 药 混 标 溶 液 -1	格列本脲, 格列美脲, 格列吡嗪, 瑞格列奈, 甲苯磺丁脲,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03146	16 种 兽 药 混 标 溶 液 -A	替诺昔康, 氟芬那酸, 茚酮苯丙酸, 双水杨酸酯, 卡洛芬, 酮基布洛芬, 托灭酸, 美洛昔康, 氟尼辛, 甲芬那酸, 双氯芬酸, 吡罗昔康, 萘丁美酮, 舒林酸, 托麦汀, 吲哚美辛,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03147	16 种 兽 药 混 标 溶 液 -B	替诺昔康, 氟芬那酸, 茚酮苯丙酸, 双水杨酸酯, 卡洛芬, 酮基布洛芬, 托灭酸, 美洛昔康, 氟尼辛, 甲芬那酸, 双氯芬酸, 吡罗昔康, 萘丁美酮, 舒林酸, 托麦汀, 吲哚美辛,	10µg/ml	甲醇	1mL	
380-03148	19 种 磺 胺 类 混 标 溶 液	磺胺嘧啶, 磺胺噻唑, 磺胺吡啶, 磺胺甲基嘧啶, 磺胺二甲基嘧啶, 磺胺间甲氧嘧啶, 磺胺甲噻二唑, 磺胺对甲氧嘧啶, 磺胺氯哒嗪, 磺胺甲氧哒嗪, 磺胺邻二甲氧嘧啶, 磺胺间二甲氧嘧啶, 磺胺甲基异噁唑, 磺胺二甲异噁唑, 苯甲酰磺胺, 磺胺喹恶琳, 磺胺醋纤, 甲氧苄氨嘧啶, 磺胺苯吡唑,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03149	奥 拉 多 司、 氯 羟 吡 啶 和 盐 酸 金 刚 烷 胺 混 标 溶 液	奥拉多司, 氯羟吡啶, 金刚烷胺,	100µg/ml	甲醇	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03150	氯霉素、甲砒霉素和氟苯尼考混标溶液	氯霉素，甲砒霉素，氟苯尼考，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03151	己烯雌酚和己烷雌酚混标溶液	己烯雌酚，双烯雌酚，	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03152	23种咪唑与苯并咪唑类药物混标溶液	噻苯哒唑，阿苯达唑，阿苯达唑砒，阿苯达唑亚砒，阿苯达唑-2-氨基砒，苯并咪唑，2-氨基苯并咪唑，苯硝咪唑，噻苯咪唑酯，卡硝唑，氯甲硝咪唑，二甲硝咪唑，芬苯达唑，芬苯达唑砒，氟苯达唑，2-氨基氟苯咪唑，羟甲基甲硝咪唑，咪唑，异丙硝唑，羟基异丙硝唑，甲苯咪唑（MEB），羟基甲苯咪唑，氨基甲苯咪唑，	100µg/ml	甲醇 / DMSO	1mL	
380-03153	14种苯并咪唑类药物混标溶液	2-甲基-5-硝基咪唑，甲硝唑，羟基甲硝唑，尼莫唑，奥芬达唑，罗硝唑，塞克硝唑，5-羟基噻苯咪唑，替硝唑，三氯苯咪唑，4-硝基咪唑，左旋咪唑盐酸盐，丙氧苯咪唑，它巴唑，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03154	9种氨基糖苷类抗生素混标溶液	大观霉素，潮霉素 B，硫酸双氢链霉素，硫酸链霉素，丁胺卡那霉素，卡那霉素单硫酸盐，妥布霉素，硫酸庆大霉素，硫酸新霉素，	100µg/ml	甲醇 / 水	1mL	
380-03155	四种硝基呋喃类内标溶液	3-氨基-2-噁唑烷酮-d4，3-氨基-5-吗啉甲基-2-噁唑烷酮-d5，1-氨基-2-乙内酰脲-13C3，SCA-HCl-13C,15N2，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03156	三种β-受体激素内标溶液	莱克多巴胺-D6，克伦特罗-D9 盐酸盐，沙丁胺醇-D3，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03157	41种激素混标溶液-A	泼尼松，可的松，氢化可的松，甲基泼尼松龙，氟米龙，倍他米松，醋酸泼尼松，醋酸可的松，醋酸氢化可的松，倍氯米松，氟米松，甲基泼尼松龙醋酸酯，醋酸氟米龙，醋酸氟氢可的松，布地奈德，氢化可的松丁酸酯，曲安奈德，氟氯缩松，地夫可特，氢化可的松戊酸酯，哈西奈德，氯倍他素丙酸酯，醋酸曲安奈德，倍他松丁酸酯，泼尼卡酯，二氟拉松双醋酸酯，安西奈德，倍他米松双丙酸酯，倍氯米松双丙酸酯，氟替卡松丙酸酯，醋酸曲安西龙双，泼尼松龙，地塞米松，醋酸泼尼松龙，醋酸地塞米松，倍他米松戊酸酯，醋酸倍他米松，莫美他松，氟轻松醋酸酯，阿氯米松双丙酸酯，曲安西龙，	200µg/ml	乙腈 / 甲醇	1mL	
380-03158	41种激素混标溶液-B	泼尼松，可的松，氢化可的松，甲基泼尼松龙，氟米龙，倍他米松，醋酸泼尼松，醋酸可的松，醋酸氢化可的松，倍氯米松，氟米松，甲基泼尼松龙醋酸酯，醋酸氟米龙，醋酸氟氢可的松，布地奈德，氢化可的松丁酸酯，曲安奈德，氟氯缩松，地夫可特，氢化可的松戊酸酯，哈西奈德，氯倍他素丙酸酯，醋酸曲安奈德，倍他松丁酸酯，泼尼卡酯，二氟拉松双醋酸酯，安西奈德，倍他米松双丙酸酯，倍氯米松双丙酸酯，氟替卡松丙酸酯，醋酸曲安西龙双，泼尼松龙，地塞米松，醋酸泼尼松龙，醋酸地塞米松，倍他米松戊酸酯，醋酸倍他米松，莫美他松，氟轻松醋酸酯，阿氯米松双丙酸酯，曲安西龙，	100µg/ml	乙腈 / 甲醇	1mL	
380-03159	8种大环内酯类抗生素混标溶液	红霉素，林可霉素盐酸盐，盐酸克林霉素，罗红霉素，交沙霉素，泰乐菌素，吉他霉素，替米考星，	100µg/ml	水 / 乙腈	1mL	
380-03160	16种头孢菌素类混标溶液	头孢氨苄，头孢匹林钠，头孢克洛，头孢克肟，头孢拉定，头孢匹罗，头孢他美酯，3-去乙酰基头孢噻肟，头孢孟多锂，头孢米诺钠盐，头孢哌酮钠，头孢羟氨苄，头孢噻呋，头孢他啶，头孢洛宁，头孢唑肟，	100µg/ml	水 / 乙腈	1mL	
380-03161	13种磺胺类药物混标溶液	磺胺甲恶唑（SMX），磺胺嘧啶，周效磺胺，磺胺甲基嘧啶，磺胺二甲嘧啶，磺胺噻唑，磺胺氯噻唑，磺胺对甲氧嘧啶，磺胺间甲氧嘧啶钠，磺胺喹喔啉，磺胺胍，甲氧苄氨嘧啶（TMP），甲氧嘧啶（OMP），	100µg/ml	甲醇	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03162	9种喹诺酮类药物混标溶液	沙氟沙星，诺氟沙星，达氟沙星，环丙沙星，氧氟沙星，洛美沙星，恩诺沙星，氟罗沙星，培氟沙星，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03163	7种抗生素混标溶液	阿奇霉素，双氟沙星盐酸盐，柱晶白霉素，克拉霉素，罗红霉素，泰乐菌素，红霉素，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03164	27种兽药类混标溶液	对乙酰氨基酚，布洛芬，酪洛芬，非诺洛芬，双氯酚酸钠，安替比林，吲哚美辛，甲灭酸，乙水杨胺，萘普生，异丙安替比林，反式-克罗米通，酒石酸美托洛尔，盐酸普萘洛尔，盐酸索他洛尔，天冬甜素，氯雷他定，氟西汀，卡马西平，咪康唑，格列本脉，环磷酰胺，噻苯咪唑，氯贝酸，吉非罗齐，盐酸克伦特罗，哌仑西平盐酸盐，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03165	7种中枢神经类药物混标溶液	普鲁卡因胺，普鲁卡因，盐酸氯普鲁卡因，苯佐卡因，利多卡因，丁卡因，辛可卡因，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03166	15种抗组胺类药物混标溶液	地氯雷他定，马来酸氯苯那敏，阿司咪唑，盐酸曲吡那敏，马来酸溴苯那敏，苯海拉明，异丙嗪，羟嗪，奋乃静，盐酸西替利嗪，氟奋乃静，氯丙嗪，氯雷他定，特非那定，盐酸赛庚啶，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03167	9种抗真菌类药物混标溶液-A	氟康唑，酮康唑，萘替芬，联苯苄唑，克霉唑，益康唑，咪康唑，灰黄霉素，环吡酮胺，	200µg/ml	乙腈	1mL	
380-03168	9种抗真菌类药物混标溶液-B	氟康唑，酮康唑，萘替芬，联苯苄唑，克霉唑，益康唑，咪康唑，灰黄霉素，环吡酮胺，	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03169	化妆品中10种喹诺酮类药物混标溶液-A	依诺沙星，氟罗沙星，氧氟沙星，诺氟沙星，培氟沙星，盐酸环丙沙星（一水物），恩诺沙星，沙拉沙星盐酸盐，双氟哌酸 / 双氟沙星，莫西沙星盐酸盐，	200µg/ml	甲醇	1mL	
380-03170	化妆品中10种喹诺酮类药物混标溶液-B	依诺沙星，氟罗沙星，氧氟沙星，诺氟沙星，培氟沙星，盐酸环丙沙星（一水物），恩诺沙星，沙拉沙星盐酸盐，双氟哌酸 / 双氟沙星，莫西沙星盐酸盐，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03171	9种大环内酯类抗生素混标溶液-1	红霉素，林可霉素盐酸盐，盐酸克林霉素，罗红霉素，交沙霉素，泰乐菌素，吉他霉素，替米考星，克拉霉素，	100µg/ml	水 / 乙腈	1mL	
380-03172	4种硝基呋喃代谢物衍生化混标溶液（以代谢物计）-A	2-NP- 呋喃妥因代谢物，2-NP- 呋喃它酮代谢物，2-NP- 呋喃唑酮代谢物，2-NP- 呋喃西林代谢物，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03173	4种硝基呋喃代谢物衍生化混标溶液（以代谢物计）-B	2-NP- 呋喃妥因代谢物，2-NP- 呋喃它酮代谢物，2-NP- 呋喃唑酮代谢物，2-NP- 呋喃西林代谢物，	100µg/ml	甲醇 / 乙腈 / 乙酸乙酯	1mL	
380-03174	10种β-受体激素混标溶液	西马特罗，酒石酸阿福特罗，西布特罗，喷布特罗，妥布特罗，非诺特罗氢溴酸盐，马布特罗，齐帕特罗，马贲特罗盐酸盐，溴布特罗，	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03175	13种兽药的混标溶液	氢化可的松，地塞米松，醋酸泼尼松，邻乙酰水杨酸，氨基比林，布洛芬，双氯酚酸钠，吲哚美辛，对乙酰氨基酚，甲氧苄氨嘧啶，吡罗昔康，萘普生，保泰松，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03176	16种硝基咪唑混标溶液-A	羟基甲硝唑，甲硝唑，二甲硝咪唑，罗硝唑，氯甲硝咪唑，苯硝咪唑，异丙硝唑，阿苯达唑，阿苯达唑亚砒，氟苯咪唑，芬苯达唑，奥芬达唑，甲苯咪唑，噻苯哒唑，替硝唑，奥硝唑，	100µg/ml	乙腈 / 甲醇	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03177	16 种 硝 基 咪 唑 混 标 溶 液 -B	羟基甲硝唑，甲硝唑，二甲硝咪唑，罗硝唑，氯甲硝咪唑，苯硝咪唑，异丙硝唑，阿苯达唑，阿苯哒唑亚砷，氟苯咪唑，芬苯达唑，奥芬达唑，甲苯咪唑，噻苯哒唑，替硝唑，奥硝唑，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03178	4 种 硝 基 呋 喃混标溶液	呋喃唑酮，呋喃它酮，呋喃妥因，呋喃西林，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03179	4 种 硝 基 呋 喃代谢物混标溶液	3- 氨基 -2- 噁唑烷酮，3- 氨基 -5- 吗啉甲基 -2- 噁唑烷酮，1- 氨基 -2- 乙内酰胺盐酸盐，氨基脲盐酸盐，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03180	19 种喹诺酮类混标溶液	恩诺沙星，环丙沙星，诺氟沙星，氧氟沙星，双氟沙星，恶喹酸（奥索利酸），氟甲喹，沙拉沙星，司帕沙星，达氟沙星，氟罗沙星，马波沙星，依诺沙星，奥比沙星，吡哌酸，培氟沙星，洛美沙星，西诺沙星，萘啶酸，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03181	9 种大环内酯类抗生素混标溶液 -2	泰乐菌素，替米考星，螺旋霉素，交沙霉素，柱晶白霉素，红霉素，磷酸竹桃霉素，林可霉素盐酸盐，盐酸克林霉素，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03182	13 种喹诺酮类药物混标溶液 -A	双氟沙星，奥比沙星，司帕沙星，沙拉沙星，氟罗沙星，马波沙星，氧氟沙星，恩诺沙星，达氟沙星，环丙沙星，诺氟沙星，恶喹酸，氟甲喹，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03183	13 种喹诺酮类药物混标溶液 -B	双氟沙星，奥比沙星，司帕沙星，沙拉沙星，氟罗沙星，马波沙星，氧氟沙星，恩诺沙星，达氟沙星，环丙沙星，诺氟沙星，恶喹酸，氟甲喹，	100µg/ml	甲醇 / DMSO	1mL	
380-03184	4 种雌激素的混标溶液	己烯雌酚，己烷雌酚，双烯雌酚，雌二醇，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03185	6 种兽药混标溶液 -1	二甲硝咪唑，芬苯达唑，甲苯咪唑，奥芬达唑，三氯苯咪唑，左旋咪唑，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03186	3 种兽药混标溶液	隐形孔雀石绿，结晶紫，隐形结晶紫，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03187	11 种降糖药物混标溶液	甲苯磺丁脲，格列本脲，格列齐特，格列吡嗪，盐酸二甲双胍，盐酸吡格列酮，盐酸苯乙双胍，格列喹酮，格列美脲，马来酸罗格列酮，瑞格列奈，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03188	12 种抗风湿类药物混标溶液	氢化可的松，地塞米松，醋酸泼尼松，阿司匹林，氨基比林，布洛芬，双氯芬酸，吲哚美辛，对乙酰氨基酚，甲氧苄氨嘧啶，吡罗昔康，萘普生，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03189	7 种激素混标溶液	孕酮，甲基睾丸酮，睾丸酮，雌二醇，17 β - 雌二醇，己烯雌酚，雌酮，雌三醇，	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03190	7 种降压药物混标溶液	阿替洛尔，硝苯地平，盐酸哌唑嗪，利血平，盐酸可乐定，卡托普利，氢氯噻嗪，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03191	3 种大环内酯类药物混标溶液	林可霉素盐酸盐，盐酸克林霉素，大观霉素，	100µg/ml	水 / 乙腈	1mL	
380-03192	3 种 β - 受体激素混标溶液	盐酸克伦特罗，沙丁胺醇，莱克多巴胺盐酸盐，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03193	5 种头孢类药物混标溶液	头孢匹林钠，头孢噻呋，头孢氨苄，头孢洛宁，头孢喹肟，	100µg/ml	水 / 乙腈	1mL	
380-03194	17 种非甾体抗炎药混标溶液	丙谷胺，萘普生，富马酸酮替芬，吲哚美辛，酮洛芬，奥沙普秦，芬布芬，非普拉宗，安替比林，氯诺昔康，托芬那酸，氟比洛芬，双氯芬酸钾，盐酸美利曲辛，巴氯芬，萘丁美酮，氟尼辛，	100µg/ml	甲醇 / 水	1mL	
380-03195	5 种精神类药物混标溶液（不同浓度）	盐酸罂粟碱，吗啡，可待因，那可丁盐酸盐水合物，蒂巴因，	不同浓度	乙醇	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03196	23 种甾体激素混标溶液 -2	雌酮，甲羟孕酮，炔诺孕酮，炔诺酮，地屈孕酮，烯丙孕素，群勃龙，甲基睾丸酮，去氢睾酮，美雄酮，康立龙（司坦唑醇），丙酸诺龙，苯丙酸诺龙，丙酸睾丸素，去甲雄烯二酮，氟甲睾酮，脱氢表雄酮（DHEA），美雄醇，表雄酮，17 β - 羟基雄烷 -3- 酮（双氢睾酮），美睾酮，达那唑，美雄诺龙，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03197	5 种甾体激素混标溶液	甲基睾丸酮，丙酸睾丸素，睾丸酮，17 β - 雌二醇，己烯雌酚，	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03198	8 种止咳类药混标溶液	茶碱，磺胺甲基异噁唑，醋酸泼尼松，地西洋，马来酸氯苯那敏，盐酸苯海拉明，枸橼酸喷托维林，磷酸苯丙哌林，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03199	14 种杀虫剂混标溶液	硝碘酚腈，碘醚柳胺，氯氰柳胺，氢溴酸常山酮，地克珠利，妥曲珠利，妥曲珠利亚砷，妥曲珠利砷，二硝托胺，氯羟吡啶，乙氧酰胺苯甲酯，氯苯胍，左旋咪唑盐酸盐，苯硫胍，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03200	17 种苯并咪唑类兽药混标溶液	奥芬达唑，芬苯达唑，奥芬达唑砷，阿苯达唑，阿苯达唑 -2- 氨基砷，阿苯达唑亚砷，阿苯达唑砷，甲苯咪唑，氨基甲苯咪唑，5- 羟基甲苯咪唑，氟苯咪唑，噻苯哒唑，噻苯咪唑酯，丙氧苯咪唑，三氯苯达唑，2- 氨基氟苯咪唑，5- 羟基噻苯咪唑，	100µg/ml	乙腈 / 甲醇	1mL	
380-03201	19 种药物混标溶液 -2	氮哌酮，氮哌醇，替诺昔康，氟芬那酸 氟灭酸，茚酮苯丙酸，卡洛芬，酮基布洛芬，托灭酸 / 托芬那酸，美洛昔康，氟尼辛，甲灭酸 / 甲芬那酸，双氯芬酸，吡罗昔康，舒林酸，托麦汀，吲哚美辛，4- 甲酰胺基安替比林，4- 乙酰胺基安替比林，氯丙噻盐酸盐，	100µg/ml	乙腈 / 甲醇	1mL	
380-03202	5 种硝基咪唑类混标溶液	特硝唑，卡硝唑，塞克硝唑，替硝唑，奥硝唑，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03203	8 种大环内酯类药物混标溶液 -1	替米考星，螺旋霉素，磷酸竹桃霉素，红霉素，罗红霉素，泰乐菌素，吉他霉素，交沙霉素，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03204	8 种大环内酯类药物混标溶液 -2	林可霉素盐酸盐，红霉素，螺旋霉素，替米考星，泰乐菌素，交沙霉素，柱晶白霉素，磷酸竹桃霉素，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03205	17 种喹诺酮类药物混标溶液	环丙沙星，恩诺沙星，氟甲喹，洛美沙星，诺氟沙星，氧氟沙星，沙拉沙星盐酸盐，培氟沙星，依诺沙星，双氟沙星，奥比沙星，司帕沙星，恶喹酸，达氟沙星，马波沙星，氟罗沙星，萘啶酸，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03206	18 种 β - 受体激素混标溶液 -1	苯乙醇胺 A，保泰松乙酸酯，甲氧酚胺盐酸盐，沙美特罗盐酸盐，盐酸异丙肾上腺素，克伦塞罗盐酸盐，羟甲基克仑特罗，克伦潘特 盐酸盐，盐酸利托君，溴代克伦特罗盐酸盐，克伦普罗，班布特罗盐酸盐，苯氧丙酚胺盐酸盐，丙卡特罗，索他洛尔，Clenhexerol 盐酸盐，异克仑潘特盐酸盐，拉贝特罗 / 拉贝洛尔，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03207	22 种磺胺类药物混标溶液	磺胺嘧啶，磺胺噻唑，磺胺吡啶，磺胺甲基嘧啶，磺胺二甲基嘧啶，磺胺间甲氧嘧啶，磺胺甲噻二唑，磺胺对甲氧嘧啶，磺胺氯哒嗪，磺胺甲氧哒嗪，磺胺邻二甲氧嘧啶，磺胺间二甲氧嘧啶，磺胺甲基异噁唑，磺胺二甲异噁唑，苯甲酰磺胺，磺胺喹恶琳，磺胺醋纤，甲氧苄氨嘧啶，磺胺苯吡唑，磺胺脒，磺胺索嘧啶，磺胺硝苯，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03208	5 种兽药混标溶液 -2	氯霉素，甲矾霉素（TAP），氟苯尼考，阿苯达唑，阿苯达唑亚砷，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03209	6 种兽药混标溶液	磺胺甲噻二唑，磺胺嘧啶，磺胺喹沙琳，西诺沙星，马波沙星，洛美沙星，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03210	9 种兽药混标溶液 3	氯羟吡啶，氨苯砷，硫脲嘧啶，吡唑心安，卡巴氧，脱氧卡巴氧，喹乙醇 / 奥拉多司，喹噁琳 -2- 羧酸，甲苯噻嗪，	100µg/ml	甲醇	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03211	4 种激素混标溶液	醋酸甲地孕酮, 泼尼松龙, 曲安奈德, 二氟拉松双醋酸酯,	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03212	11 种降压药物混标溶液	阿替洛尔, 盐酸可乐定, 氢氯噻嗪, 卡托普利, 盐酸哌唑嗪, 利血平, 硝苯地平, 氨氯地平, 尼群地平, 尼莫地平, 非洛地平,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03213	5 种镇静类药物混标溶液	利眠宁, 舒乐安定, 巴比妥, 苯巴比妥, 司可巴比妥,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03214	6 种补肾壮阳类药物混标溶液	红地那非, 那红地那非, 伪伐地那非, 伐地那非, 西地那非, 那莫西地那非,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03215	5 种补肾壮阳类药物混标溶液	他达拉非, 氨基他达拉非, 豪莫西地那非, 羟基豪莫西地那非, 硫代艾地那非,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03216	8 种抗病毒类药物混标溶液	利巴韦林, 金刚烷胺, 盐酸金刚乙胺, 美金刚胺盐酸盐, 阿昔洛韦, 咪喹莫特, 盐酸吗啉胍, 奥司他韦,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03217	5 种抗菌剂混标溶液	水杨酸, 吡硫鎇锌, 酮康唑, 氯咪巴唑, 吡罗克酮乙醇胺盐,	100µg/ml	乙腈 / 甲醇	1mL	
380-03218	11 种大环内酯类混标溶液 -2	红霉素, 交沙霉素, 柱晶白霉素, 罗红霉素, 螺旋霉素, 替米考星, 泰妙菌素, 林可霉素, 托拉菌素 A, 克林霉素, 泰乐菌素,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03219	16 种甾体激素混标溶液 -A	雌酮, 17β-雌二醇, 雌三醇, 炔雌醇, 己烯雌酚, 己烷雌酚, 孕酮, 醋酸甲地孕酮, 睾丸酮, 雄烯二酮, 去氢睾酮, 丙酸睾丸素, 19- 去甲睾酮, 17α- 羟孕酮, 甲羟孕酮, 泼尼松,	100µg/ml	乙腈 / 甲醇	1mL	
380-03220	16 种甾体激素混标溶液 -B	雌酮, 17β-雌二醇, 雌三醇, 炔雌醇, 己烯雌酚, 己烷雌酚, 孕酮, 醋酸甲地孕酮, 睾丸酮, 雄烯二酮, 去氢睾酮, 丙酸睾丸素, 19- 去甲睾酮, 17α- 羟孕酮, 甲羟孕酮, 泼尼松,	20µg/ml	乙腈 / 甲醇	1mL	
380-03221	12 种β-受体激素混标溶液	齐帕特罗, 氯丙那林, 喷布特罗盐酸盐, 马布特罗盐酸盐, 溴布特罗, 班布特罗盐酸盐, 盐酸克伦特罗, 莱克多巴胺盐酸盐, 沙丁胺醇硫酸盐, 西马特罗, 妥布特罗盐酸盐, 非诺特罗氢溴酸盐,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03222	6 种雌激素混标溶液	己烯雌酚, 雌酮, 17β-雌二醇, 炔雌醇, 雌三醇, 戊酸雌二醇,	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03223	4 种硝基咪喃代谢物衍生化混标溶液 (以衍生化试剂计)	2-NP- 呋喃妥因代谢物, 2-NP- 呋喃它酮代谢物, 2-NP- 呋喃唑酮代谢物, 2-NP- 呋喃西林代谢物,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03224	6 种兽药混标溶液 -2	氟哌啶醇, 丙酰二甲氨基丙吩噻嗪盐酸盐, 甲苯噻嗪, 氮哌酮, 氮哌醇, 咔唑心安,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03225	4 种解热镇痛药混标溶液	氨基比林, 萘普生, 对乙酰氨基酚, 非那西丁,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03226	25 种兽药混标溶液	羟甲基甲硝咪唑, 氯丙嗪, 异丙嗪, 盐酸金刚乙胺, 非诺特罗氢溴酸盐, 苯乙醇胺 A, 班布特罗盐酸盐, 齐帕特罗, 马布特罗盐酸盐, 西布特罗, 溴布特罗盐酸盐, 磺胺二甲异噁啶, 磺胺脒, 麻保沙星, 克拉霉素, 螺旋霉素, 磷酸竹桃霉素, 阿奇霉素, 泰妙菌素, 盐酸沃尼妙林, 喹噁啉 -2- 羧酸, 3- 甲基喹噁啉 -2- 羧酸, 伊维菌素, 多拉菌素, 依普菌素,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03227	12 种非甾抗炎类药物混标溶液	双氯芬酸, 氟尼辛, 吲哚美辛, 酮洛芬, 富马酸酮替芬, 氯诺昔康, 盐酸美利曲辛, 萘丁美酮, 奥沙普秦, 安替比林, 丙谷胺, 托芬那酸,	100µg/ml	甲醇 / 水	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03228	16 种甾体激素混标溶液 -C	雌酮, 17β-雌二醇, 雌三醇, 炔雌醇, 己烯雌酚, 己烷雌酚, 孕酮, 醋酸甲地孕酮, 睾丸酮, 雄烯二酮, 去氢睾酮, 丙酸睾丸素, 19- 去甲睾酮, 17α- 羟孕酮, 甲羟孕酮, 泼尼松,	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03229	16 种甾体激素混标溶液 -D	雌酮, 17β-雌二醇, 雌三醇, 炔雌醇, 己烯雌酚, 己烷雌酚, 孕酮, 醋酸甲地孕酮, 睾丸酮, 雄烯二酮, 去氢睾酮, 丙酸睾丸素, 19- 去甲睾酮, 17α- 羟孕酮, 甲羟孕酮, 泼尼松,	50µg/ml	乙腈	1mL	
380-03230	18 种β-受体激素混标溶液 -2	齐帕特罗, 非诺特罗氢溴酸盐, 喷布特罗, 马布特罗盐酸盐, 福莫特罗富马酸盐, 苯氧丙酚胺盐酸盐, 吗喷特罗盐酸盐, 氯丙那林, 西布特罗, 班布特罗盐酸盐, 盐酸拉贝洛尔, 盐酸多巴胺, 溴布特罗, 溴代克伦特罗盐酸盐, 妥布特罗盐酸盐, 苯乙醇胺 A, 西马特罗, 硫酸异丙喘宁,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03231	2 种甾体激素内标混标溶液	己烯雌酚 -D8, 炔诺酮 -D6,	10µg/ml	甲醇	1mL	
380-03232	17 种其他兽药混标溶液	疏基苯并咪唑, 氮哌醇, 氮哌酮, 咔唑心安, 卡巴氧, 氯羟吡啶, 氨苯矾, 脱氧卡巴氧, 常山酮, 氟哌啶醇, 甲基硫脲嘧啶, 喹乙醇, 保泰松, 丙酰二甲氨基丙吩噻嗪盐酸盐, 丙基硫脲嘧啶, 喹噁啉 -2- 羧酸, 甲苯噻嗪,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03233	26 种甾体激素混标溶液	甲睾酮, 表雄酮, 康立龙 (司坦唑醇), 美睾酮, 达那唑, 美雄诺龙, 炔诺酮, 去氧皮质酮, 17α- 羟孕酮, 甲基炔酮, 甲羟孕酮, 醋酸绿地孕酮, 黄体酮, 醋酸甲羟孕酮, 醛固酮, 醋酸氟氢可的松, 氟轻松, 氟米龙, 布地奈德, 氯倍他索丙酸酯, 雌三醇, 炔雌醇, 雌酮, 己烷雌酚, 双烯雌酚, 17β-雌二醇,	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03234	6 种磺胺类药物混标溶液 -2	磺胺二甲异噁唑, 磺胺甲基异噁唑, 磺胺嘧啶, 磺胺二甲基嘧啶, 磺胺氯哒唑, 磺胺喹恶琳,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03235	24 种兽药混标溶液	羟甲基甲硝咪唑, 氯丙嗪, 盐酸金刚乙胺, 非诺特罗氢溴酸盐, 苯乙醇胺 A, 班布特罗盐酸盐, 齐帕特罗, 马布特罗盐酸盐, 西布特罗, 溴布特罗盐酸盐, 磺胺二甲异噁啶, 磺胺脒, 麻保沙星, 克拉霉素, 螺旋霉素, 磷酸竹桃霉素, 阿奇霉素, 泰妙菌素, 盐酸沃尼妙林, 喹噁啉 -2- 羧酸, 3- 甲基喹噁啉 -2- 羧酸, 伊维菌素, 多拉菌素, 依普菌素,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03236	3 种甾体激素混标溶液 -1	17β-雌二醇, 19- 去甲睾酮, 睾丸酮,	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03237	4 种大环内酯类抗生素混标溶液	螺旋霉素, 泰乐菌素, 红霉素, 罗红霉素,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03238	4 种咪唑与苯并咪唑类药物混标溶液	阿苯达唑, 阿苯达唑亚矾, 阿苯达唑 -2- 氨基矾, 5- 羟基噻苯咪唑,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03239	6 种兽药混标溶液 -3	氮哌醇, 氟苯尼考胺, 4- 甲基氨基安替比林, 尼卡巴嗪残留物, 3- 甲基喹噁啉 -2- 羧酸, 妥曲珠利矾,	100µg/ml	乙腈 / 甲醇	1mL	
380-03240	8 种磺胺类 (SAs) 混标溶液	磺胺嘧啶 (SDZ), 磺胺吡啶 (SPD), 磺胺二甲基嘧啶 (SDM), 磺胺噻唑 (STZ), 磺胺甲基嘧啶 (SMR), 磺胺对甲氧嘧啶 (SMD), 磺胺甲恶唑, 磺胺间二甲氧嘧啶,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03241	7 种喹诺酮混标溶液	甲磺酸培氟沙星, 氟罗沙星, 氧氟沙星, 诺氟沙星, 环丙沙星, 洛美沙星, 恩诺沙星,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03242	3 种甾体激素混标溶液 -2	己烯雌酚, 己烷雌酚, 炔雌醇,	100µg/ml	乙腈	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03243	7 种 磺 胺 类混标溶液	磺胺甲恶唑，磺胺脒 (SGN)，磺胺二甲异噁唑，磺胺二甲异噁啉，磺胺甲噻二唑 (SMT)，磺胺多辛，磺胺间二甲氧噁啉，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03244	3 种大环内酯类混标溶液	盐酸克林霉素，螺旋霉素，交沙霉素，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03245	4 种 兽 药 混标溶液 -2	卡巴氧，脱氧卡巴氧，3- 甲基喹噁啉 -2- 羧酸，喹噁啉 -2- 羧酸，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03246	9 种 β - 受体激素混标溶液	盐酸克伦特罗，莱克多巴胺盐酸盐，沙丁胺醇硫酸盐，特布他林硫酸盐，西马特罗，非诺特罗氢溴酸盐，氯丙那林，妥布特罗盐酸盐，喷布特罗盐酸盐，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03247	12 种磺胺混标溶液	磺胺噻唑，磺胺嘧啶，磺胺甲基嘧啶，磺胺二甲嘧啶，磺胺甲基异噁唑，磺胺邻二甲氧嘧啶，磺胺二甲异噁唑，磺胺喹恶啉，磺胺 -6- 甲氧嘧啶，磺胺间二甲氧嘧啶，磺胺氯噻唑，磺胺甲噻二唑，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03248	8 种 喹 诺 酮的混标溶液	恩诺沙星，环丙沙星，沙拉沙星，达氟沙星，氧氟沙星，甲磺酸培氟沙星，诺氟沙星，洛美沙星，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03249	7 种 甾 体 激素混标溶液	去氢睾酮，19- 去甲睾酮，美雄酮，康立龙 (司坦唑醇)，丙酸诺龙，丙酸睾丸素，苯丙酸诺龙，	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03250	甲醇 +1%FA 中 11 种喹诺酮混标溶液	达氟沙星，沙拉沙星，双氟沙星，恩诺沙星，氟罗沙星，环丙沙星，司帕沙星，诺氟沙星，甲磺酸培氟沙星，氧氟沙星，洛美沙星，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03251	4 种 兽 药 混标溶液 -3	甲矾霉素 (TAP)，氟苯尼考，氟苯尼考胺，氯霉素，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03252	7 种 喹 诺 酮类 药 物 混标溶液	氧氟沙星，诺氟沙星，沙拉沙星，培氟沙星，恩诺沙星，环丙沙星，洛美沙星，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03253	12 种兽药的混标溶液	氢化可的松，地塞米松，醋酸泼尼松，邻乙酰水杨酸，氨基比林，布洛芬，双氯酚酸钠，吲哚美辛，对乙酰氨基酚，甲氧苄氨嘧啶，吡罗昔康，萘普生，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03254	15 种兽药混标溶液 -2	对乙酰氨基酚，泼尼松龙，可的松，倍他米松，地塞米松，醋酸泼尼松龙，氢化可的松丁酸酯，氢化可的松戊酸酯，醋酸氟轻松，二氟拉松双醋酸酯，安西奈德，阿氯米松双丙酸酯，氟替卡松丙酸酯，莫米他松糠酸酯，氯倍他松丁酸酯，	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03255	7 种 兽 药 混标溶液	氟氢缩松，醋酸氟氢可的松，哈西奈德，氯唑沙宗，布洛芬，安乃近，阿司匹林，	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03256	14 种兽药混标溶液	泼尼松，氢化可的松，氟米松，倍氯米松，氢化可的松醋酸酯，氟米龙，地夫可特，醋酸泼尼松，可的松醋酸酯，酮洛芬，醋酸甲基泼尼松龙，倍他米松醋酸酯，醋酸地塞米松，甲芬那酸，	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03257	39 种甾体激素混标溶液	群勃龙，甲羟孕酮，醋酸甲地孕酮，孕酮，甲睾酮，苯丙酸诺龙，丙酸睾丸素，去氢睾酮，美雄酮，睾丸酮，醋酸甲羟孕酮，雌三醇，盐酸普萘洛尔，丙酸诺龙，19- 去甲睾酮，司坦唑醇，17 β - 雌二醇，泼尼松龙，醋酸泼尼松，倍氯米松，醋酸氟氢可的松，氢化可的松，倍他米松，地塞米松，泼尼松，甲基泼尼松龙，可的松，醋酸美伦孕酮，脱氢表雄酮 (DHEA)，甲地孕酮，群勃龙醋酸酯，醋酸绿地孕酮，氟氢可的松，α- 群勃龙，甲基炔酮，烯丙孕素，炔诺孕酮，氯地孕酮，炔诺酮，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03258	16 种药物混标溶液	尼莫地平，氨氯地平，美伐他汀，佐匹克隆，尼索地平，非洛地平，格列波厥，尼群地平，罗通定，醋氯芬酸，青藤碱，扎来普隆，文拉法辛，褪黑素，盐酸丁双胍，氨甲环酸，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03259	4 种 药 物 混标溶液 -2	酚酞，一水盐酸西布曲明，N- 单去甲基西布曲明，N,N- 双去甲基西布曲明，	100µg/ml	甲醇	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03260	6 种 抗 病 毒 药 物 混 标 溶液	盐酸阿比多尔，喷昔洛韦，泛昔洛韦，更昔洛韦，拉米夫定，扎那米韦，	100µg/ml	水 / 乙腈	1mL	
380-03261	14 种抗组胺类药物混标溶液	地氯雷他定，马来酸氯苯那敏，阿司咪唑，盐酸曲吡那敏，马来酸溴苯那敏，苯海拉明，羟嗪，奋乃静，盐酸西替利嗪，氟奋乃静，氯丙嗪，氯雷他定，特非那定，盐酸赛庚啶，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03262	4 种 β - 受体激素混标溶液 -1	特布他林硫酸盐，沙丁胺醇硫酸盐，莱克多巴胺盐酸盐，盐酸克伦特罗，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03263	4 种 β - 受体激素混标溶液 -2	盐酸克伦特罗，沙丁胺醇，莱克多巴胺盐酸盐，特布他林硫酸盐，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03264	5 种 β - 受体激动剂混标溶液	莱克多巴胺盐酸盐，盐酸克伦特罗，沙丁胺醇硫酸盐，特布他林硫酸盐，西马特罗，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03265	9 种 兽 药 混标溶液	恩诺沙星，诺氟沙星，培氟沙星，环丙沙星，氧氟沙星，沙拉沙星，洛美沙星，达氟沙星，金刚烷胺，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03266	4 种 喹 诺 酮类 药 物 混标溶液	环丙沙星，达氟沙星，恩诺沙星，沙拉沙星，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03267	2 种 兽 药 混标溶液	喹乙醇，喹烯酮，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03268	5 种 喹 诺 酮混标溶液	盐酸金刚烷胺，氧氟沙星，甲磺酸培氟沙星，诺氟沙星，洛美沙星，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03269	3 种 磺 胺 混标溶液	磺胺嘧啶，磺胺 -6- 甲氧嘧啶，磺胺甲基异噁唑，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03270	5 种 磺 胺 类 药 物 混 标 溶液	磺胺 -6- 甲氧嘧啶，磺胺二甲基嘧啶，磺胺甲基异噁唑，磺胺间二甲氧嘧啶，磺胺喹恶啉，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03271	7 种 β - 受体激动剂混标溶液	齐帕特罗，西布特罗，马布特罗盐酸盐，溴布特罗，班布特罗盐酸盐，吗喷特罗盐酸盐，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03272	7 种 磺 胺 类 药 物 混 标 溶液	磺胺甲基嘧啶，磺胺甲基异噁唑，磺胺二甲基嘧啶，磺胺间二甲氧嘧啶，磺胺 -6- 甲氧嘧啶，磺胺喹恶啉，甲氧苄氨嘧啶，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03273	13 种硝基咪唑类药物混标溶液	甲硝唑，羟基甲硝唑，二甲硝咪唑，羟甲基甲硝咪唑，异丙硝唑，羟基异丙硝唑，罗硝唑，4- 硝基咪唑，氯甲硝咪唑，5- 硝基苯并咪唑，2- 甲基 -5- 硝基咪唑，特硝唑，替硝唑，	10µg/ml	甲醇	1mL*5	
380-03274	8 种 β - 受体激素混标溶液	齐帕特罗，氯丙那林，马布特罗，溴布特罗，班布特罗盐酸盐，盐酸克伦特罗，沙丁胺醇硫酸盐，西马特罗，	100µg/ml	甲醇	1mL*5	
380-03275	13 种兽药混标溶液	阿苯达唑 -2- 氨基磺，阿苯达唑磺，红霉素，罗红霉素，维吉尼霉素 M1，二甲氧甲基苯氨嘧啶，磷酸竹桃霉素，替米考星，3- 甲基喹噁啉 -2- 羧酸，阿奇霉素，柱晶白霉素，维吉尼霉素 S1，泰乐菌素，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03276	12 种抗组胺类药物混标溶液	地氯雷他定，马来酸氯苯那敏，阿司咪唑，盐酸曲吡那敏，马来酸溴苯那敏，苯海拉明，羟嗪，盐酸西替利嗪，氯丙嗪，氯雷他定，特非那定，盐酸赛庚啶，	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03277	4 种 药 物 混标溶液 -3	氯噻嗪，氢氯噻嗪，普伐他汀钠，呋塞米，	100µg/ml	甲醇	1mL	



货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03278	黄曲霉毒素 B 族和 G 族混标溶液 -A	黄曲霉素 B1，黄曲霉素 B2，黄曲霉素 G1，黄曲霉素 G2，	10μg/ml	乙腈	1mL	
380-03279	黄曲霉毒素 B 族和 G 族混标溶液 -B	黄曲霉素 B1，黄曲霉素 B2，黄曲霉素 G1，黄曲霉素 G2，	10μg/ml	乙腈 / 甲醇	1mL	
380-03280	全氟辛酸与全氟辛磺酸混标溶液	全氟辛酸，全氟辛烷磺酸，	1000μg/ml	甲醇	1mL	
380-03281	3 种硝基苯酚类混标溶液	4,6- 二硝基邻甲苯酚，4- 硝基苯酚，3- 氨基 -2- 甲基 -5- 硝基苯甲酰胺，	100μg/ml	甲醇	1mL	
380-03282	18 种光敏剂混标溶液	2- 羟基 -2- 甲基 -1- 苯基 -1- 丙酮，苯甲酰甲酸甲酯，二苯甲酮，2- 甲基二苯甲酮，1- 羟基环己基苯基甲酮，对二甲氨基苯甲酸乙酯，3- 甲基二苯甲酮，4- 甲基二苯甲酮，安息香双甲醚，邻苯甲酰苯甲酸甲酯，二甲氨基苯甲酸辛酯，光引发剂 907，4- 异丙基硫杂蒽酮，2- 异丙基硫杂蒽酮，4- 苯基二苯甲酮，2,4- 二乙基噻唑酮，4,4'- 二 (N,N- 二甲氨基) 二苯甲酮，四乙基米氏酮，	100μg/ml	乙腈	1mL	
380-03283	16 种紫外防晒剂混标溶液	苯基苯并咪唑磺酸，2- 羟基 -4- 甲氧基二苯酮，二苯酮 -5，2- 羟基 -4- 二苯甲酮 -5- 磺酸，p- 甲氧基肉桂酸异戊酯，4- 甲基苄亚基樟脑 -4- 甲基苄基甲基樟脑，特丁基 - 甲氧基二苯酰甲烷，4- 氨基苯甲酸，2- 氰基 -3,3' - 二苯基丙烯酸 -2- 辛酯，PABA 乙基己酯，甲氧基肉桂酸辛酯，水杨酸乙基己酯，乙基己基三嗪酮，双 - 乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪，水杨酸高孟酯，亚甲基双 - 苯并三唑基四甲基丁基酚，	100μg/ml	乙腈 / 甲醇	1mL	
380-03284	4 种苏丹红混标溶液	苏丹红 1 号，苏丹红 2 号，苏丹红 3 号，苏丹红 4 号，	100μg/ml	正己烷	1mL	
380-03285	9 种脂肪酸甲酯混标溶液 -A	棕榈酸甲酯，棕榈油酸甲酯，硬脂酸甲酯，油酸甲酯，亚油酸甲酯，亚麻酸甲酯，二十烷酸甲酯，顺 -11- 二十烯酸甲酯，二十二烷酸甲酯，	1000μg/ml	正己烷	1mL	QB/T 2438 - 2006
380-03286	9 种脂肪酸甲酯混标溶液 -B	棕榈酸甲酯，棕榈油酸甲酯，硬脂酸甲酯，油酸甲酯，亚油酸甲酯，亚麻酸甲酯，二十烷酸甲酯，顺 -11- 二十烯酸甲酯，二十二烷酸甲酯，	100μg/ml	正己烷	1mL	QB/T 2438 - 2006
380-03287	9 种亚硝胺混标溶液	N- 亚硝基二甲胺 (NDMA)，N- 亚硝基乙基甲基胺 (NEMA)，N- 亚硝基吡咯烷 (NPYR)，N- 亚硝基哌啶 (NPIP)，N- 亚硝基吗啉 (Nmor)，N- 亚硝基二乙胺 (NDEA)，N- 亚硝基二正丙胺 (NDPA)，N- 亚硝基二正丁胺 (NDBA)，N- 亚硝基二苯胺 (NDPhA)，	2000μg/ml	甲醇	1mL	
380-03288	9 种色素混标溶液 -1	柠檬黄，日落黄，胭脂红，苋菜红，新红，酸性蓝 90，诱惑红，酸性红 26，赤藓红 (2 钠)，	1000μg/ml	水	1mL	
380-03289	9 种色素混标溶液 -2	柠檬黄，日落黄，胭脂红，苋菜红，新红，酸性蓝 90，靛蓝，诱惑红，赤藓红 (2 钠)，	100μg/ml	水	1mL	
380-03290	16 种硝基芳烃和环酮类混标溶液	乙酰苯，硝基苯，异佛尔酮，间二硝基苯，1- 萘胺，2- 萘胺，2,6- 二硝基甲苯，2,4- 二硝基甲苯，1，3，5- 三硝基苯，五氯硝基苯，2- 甲基 -4- 硝基苯胺，非那西丁，4- 氨基联苯，偶氮苯，戊炔草胺，苏丹黄，	100μg/ml	甲醇	1mL	
380-03291	6 种氧化型染料混标溶液	对苯二胺，4- 氨基苯酚，氢醌，3- 氨基苯酚，邻苯二胺，间苯二酚，	100μg/ml	甲醇	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03292	3 种色素混标溶液 -A	碱性橙 2，碱性橙 21，碱性橙 22，	100μg/ml	甲醇	1mL	
380-03293	3 种色素混标溶液 -B	碱性橙 2，碱性橙 21，碱性橙 22，	100μg/ml	甲醇 / 水	1mL	
380-03294	5 种杂环胺类物质混标溶液	2- 氨基 -3,4- 二甲基咪唑并 [4,5-f] 喹啉，2- 氨基 -3,8- 二甲基咪唑并 [4,5-f] 喹啉，2- 氨基 -3,4,8- 三甲基咪唑并 [4,5-f] 喹啉，2- 氨基 -3,7,8- 三甲基咪唑并 [4,5-f] 喹啉，2- 氨基 -1- 甲基 -6- 苯基咪唑 [4,5-b] 吡啶，	100μg/ml	乙腈	1mL	GB5009.243-2016
380-03295	5 种色素混标溶液	新红，赤藓红 (2 钠)，酸性红 26，诱惑红，靛蓝，	100μg/ml	甲醇	1mL	
380-03296	7 种有机酸混标溶液	乳酸，L-(+)- 酒石酸，D- 苹果酸，柠檬酸，丁二酸，延胡索酸 (富马酸)，草酸 (乙二酸)，	100μg/ml	甲醇	1mL	
380-03297	3 种甜味剂混标溶液	阿斯巴甜，木糖醇，麦芽糖醇，	100μg/ml	水	1mL	
380-03298	12 种防腐剂混标溶液	甲基异噻唑啉酮，2- 溴 -2- 硝基丙烷 -1，3- 二醇，甲基氯噻唑啉酮，苯甲醇，苯氧乙醇，苯甲酸，4- 羟基苯甲酸甲酯，4- 羟基苯甲酸乙酯，4- 羟基苯甲酸异丙酯，4- 羟基苯甲酸丙酯，4- 羟基苯甲酸异丁酯，4- 羟基苯甲酸丁酯，	100μg/ml	甲醇	1mL	
380-03299	4 种氯丙醇混标溶液	3- 氯 -1,2- 丙二醇，2- 氯 -1,3- 丙二醇，1,3- 二氯 -2- 丙醇，2,3- 二氯 -1- 丙醇，	100μg/ml	乙酸乙酯	1mL	
380-03300	4 种亚硝胺混标溶液	N- 亚硝基二甲胺 (NDMA)，N- 亚硝基二乙胺 (NDEA)，N- 亚硝基二正丙胺 (NDPA)，N- 亚硝基二苯胺 (NDPhA)，	2000μg/ml	二氯甲烷	1mL	HJ 809-2016
380-03301	12 种亚硝胺类混标溶液	N- 亚硝基二甲胺 (NDMA)，N- 亚硝基二乙胺 (NDEA)，N- 亚硝基二正丙胺 (NDPA)，N- 亚硝基二正丁胺 (NDBA)，N- 亚硝基哌啶 (NPIP)，N- 亚硝基吡咯烷 (NPYR)，N- 亚硝基吗啉 (NMOR)，N- 硝基联苯基胺 (NDBzA)，N- 亚硝基乙基甲基胺 (NEMA)，N- 亚硝基二苯胺，N- 甲基 -N- 亚硝基苯胺，N- 亚硝基 -N- 乙基苯胺，	200μg/ml	甲醇	1mL	GB/T 24153-2009
380-03302	9 种抗氧化剂混标溶液	叔丁基对羟基苯甲醚，2,6- 二叔丁基对甲酚，叔丁基对苯二酚，没食子酸丙酯，2,4,5- 三羟基苯丁酮 (THBP)，去甲二氢愈创木酸 (NDGA)，2,6- 二叔丁基 -4- 羟基苯酚 (IonoX-100)，没食子酸辛酯 (OG)，没食子酸十二酯 (DG)，	1000μg/ml	甲醇	1mL	GB 5009.32-2016
380-03303	8 种抗氧化剂混标溶液	没食子酸丙酯，2,4,5- 三羟基苯丁酮 (THBP)，叔丁基对苯二酚，去甲二氢愈创木酸 (NDGA)，叔丁基对羟基苯甲醚 (含 2- 和 3- 异构体)(BHA)，2,6- 二叔丁基对甲酚 (BHT)，没食子酸辛酯 (OG)，没食子酸十二酯，	100μg/ml	甲醇	1mL	
380-03304	4 种防腐剂混标溶液 -A	对羟基苯甲酸甲酯，对羟基苯甲酸乙酯，对羟基苯甲酸丙酯，对羟基苯甲酸正丁酯，	100μg/ml	甲醇	1mL	GB 5009.31-2016
380-03305	4 种防腐剂混标溶液 -B	对羟基苯甲酸甲酯，对羟基苯甲酸乙酯，对羟基苯甲酸丙酯，对羟基苯甲酸正丁酯，	100μg/ml	乙醇	1mL	GB 5009.31-2016
380-03306	5 种有机酸混标溶液	乳酸，乙醇酸，DL- 苹果酸，DL- 酒石酸，柠檬酸，	100μg/ml	水	1mL	
380-03307	13 种色素混标溶液	喹啉黄，柠檬黄，日落黄，新红，苋菜红，胭脂红，诱惑红，偶氮红质，酸性红 52，赤藓红 (2 钠)，亮蓝，专利蓝 V 钙盐，靛蓝，	1000μg/ml	水	1mL	
380-03308	6 种有机酸混标溶液 (不同浓度)	乳酸 5000 μ g/ml，L-(+)- 酒石酸 2500 μ g/ml，D- 苹果酸 5000 μ g/ml，柠檬酸 5000 μ g/ml，丁二酸 12500 μ g/ml，延胡索酸 (富马酸) 12.5 μ g/ml，	不同浓度	水	1mL	
380-03309	6 种真菌毒素混标溶液	玉米赤霉醇，β - 玉米赤霉醇，α - 玉米赤霉烯醇，β - 玉米赤霉烯醇，玉米赤霉酮，玉米赤霉烯酮，	100μg/ml	乙腈	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03310	水中 7 种着色剂混标溶液 -A	柠檬黄,新红,苋菜红,胭脂红,日落黄,亮蓝,赤藓红(2 钠) ,	100µg/ml	水	1mL	GB5009.35-2016
380-03311	水中 7 种着色剂混标溶液 -B	柠檬黄,新红,苋菜红,胭脂红,日落黄,亮蓝,赤藓红(2 钠) ,	1000µg/ml	水	1mL	GB5009.35-2016
380-03312	8 种亚硝胺混标溶液	N- 亚硝基二甲胺 (DMNA), N- 亚硝基二乙胺 (NDEA), N- 亚硝基二正丙胺 (NDPA), N- 亚硝基乙醇胺, N- 亚硝基二正丁胺, N- 亚硝基吡咯烷 (NPYR), N- 亚硝基哌啶 (NPIP), N- 亚硝基吗啉 (Nmor),	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03313	10 种亚硝胺混标溶液	N- 亚硝基二甲胺 (NDMA), N- 亚硝基二乙胺 (NDEA), N- 亚硝基吡咯烷 (NPYR), N- 亚硝基二正丙胺 (NDPA), N- 亚硝基吗啉 (NMOR), N- 亚硝基哌啶 (NPIP), N- 亚硝基二正丁胺 (NDBA), N- 亚硝基二苯胺 (NDPhA), N- 亚硝基二环己基胺, N- 硝基联苄基胺 (NDBzA),	100µg/ml	甲醇	1mL	GB/T 29669-2013
380-03314	19 种香料混标溶液	(R)-(+)- 柠檬烯, 苯甲醇, 芳樟醇, 2- 辛炔酸甲酯, (±)-β- 香茅醇(玫瑰醇), 香叶醇, 羟基香茅醛, 丁子香酚, 异丁香酚, α- 异甲基紫罗兰酮, 铃兰醛, α- 戊基肉桂醛, 新铃兰醛, alpha- 戊基肉桂醇, 法呢醇(异构体混合物), α- 己基肉桂醛, 苯甲酸苄基酯, 水杨酸苄酯, 肉桂酸苄酯,	10mg/ml	甲醇	1mL	
380-03315	26 种香精香料混标溶液 -A	苯丙醛, 己基肉桂醛, α- 戊基肉桂醛, 新铃兰醛, 羟基香茅醛, 柠檬醛, 肉桂醛, 苯乙醛, 水杨酸苄酯, 肉桂酸苄酯, 苯甲酸苄基酯, α- 异甲基紫罗兰酮, 丁子香酚甲酯, 异丁香酚, 丁香酚, 2- 辛炔酸甲酯, 2- 壬炔蒜甲酯, 香豆素, 法呢醇(异构体混合物), alpha- 戊基肉桂醇, (±)-β- 香茅醇(玫瑰醇), 苯甲醇, 芳樟醇, 香叶醇, 大茴香醇, 肉桂醇,	1000µg/ml	甲醇	1mL	
380-03316	26 种香精香料混标溶液 -B	苯丙醛, 己基肉桂醛, α- 戊基肉桂醛, 新铃兰醛, 羟基香茅醛, 柠檬醛, 肉桂醛, 苯乙醛, 水杨酸苄酯, 肉桂酸苄酯, 苯甲酸苄基酯, α- 异甲基紫罗兰酮, 丁子香酚甲酯, 异丁香酚, 丁香酚, 2- 辛炔酸甲酯, 2- 壬炔蒜甲酯, 香豆素, 法呢醇(异构体混合物), alpha- 戊基肉桂醇, (±)-β- 香茅醇(玫瑰醇), 苯甲醇, 芳樟醇, 香叶醇, 大茴香醇, 肉桂醇,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03317	甲醇中 24 种香料混标溶液	(R)-(+)- 柠檬烯, 苯甲醇, 芳樟醇, 2- 辛炔酸甲酯, (±)-β- 香茅醇(玫瑰醇), 香叶醇, 柠檬醛, 肉桂醛, 茴香醇, 羟基香茅醛, 肉桂醇, 丁子香酚, 香豆素, 异丁香酚, α- 异甲基紫罗兰酮, 铃兰醛, α- 戊基肉桂醛, 新铃兰醛, alpha- 戊基肉桂醇, 法呢醇(异构体混合物), α- 己基肉桂醛, 苯甲酸苄基酯, 水杨酸苄酯, 肉桂酸苄酯,	10mg/ml	甲醇	1mL	
380-03318	9 种色素混标溶液 -A	柠檬黄,日落黄,胭脂红,苋菜红,新红,亮蓝,靛蓝,诱惑红,赤藓红(2 钠) ,	1000µg/ml	甲醇	1mL	
380-03319	9 种色素混标溶液 -B	柠檬黄,日落黄,胭脂红,苋菜红,新红,亮蓝,靛蓝,诱惑红,赤藓红(2 钠) ,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03320	3 种有机酚类混标溶液	双酚 A, 壬基酚, 辛基酚,	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03321	3 种抗氧化剂混标溶液	叔丁基对羟基苯甲醚(含 2- 和 3- 异构体)(BHA), 2,6- 二叔丁基对甲酚 (BHT), 叔丁基对苯二酚,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03322	8 种色素混标溶液	柠檬黄,日落黄,胭脂红,苋菜红,赤藓红,新红,亮蓝,靛蓝二磺酸钠,	100µg/ml	甲醇	1mL	GB/T5009.35-2003
380-03323	5 种核苷酸混标溶液	胞苷酸, 腺苷酸, 5' - 尿苷酸二钠, 鸟苷酸, 次黄嘌呤核苷酸,	100µg/ml	水 / 乙腈	1mL	GB5413.40-2016

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03324	化妆品中 24 种染料混标溶液	对苯二胺, 对氨基苯酚, 间氨基苯酚, 邻苯二胺, 邻氨基苯酚, 间苯二酚, 2- 硝基对苯二胺, 甲苯 -3,4- 二胺, 4- 氨基 -2- 羟基甲苯, 苯基甲基吡唑啉酮, N,N- 二乙基甲苯 -2,5- 二胺盐酸盐, 4- 氨基 -3- 硝基苯酚, 间苯二胺, 氢醌, 4- 氨基间甲酚, 2- 氨基 -3- 羟基吡啶, 4- 硝基邻苯二胺, 2,6- 二氨基吡啶, 6- 羟基吡啶, 4- 氯间苯二酚, 2,7- 萘二酚, N- 苯基对苯二胺, 1,5- 萘二酚, 1- 萘酚,	1000µg/ml	乙醇	1mL	
380-03325	8 种 OPEs 混标溶液	磷酸三丙酯, 磷酸三乙酯, 磷酸三丁酯, 磷酸三(2- 氯乙基)酯,磷酸三(2- 氯异丙基)酯,磷酸三(1,3- 二氯 -2- 丙基)酯, 磷酸三苯酯, 磷酸三(2- 乙基己基)酯,	100µg/ml	甲苯	1mL	
380-03326	化妆品中 8 种染料混标溶液	甲苯 -2,5- 二胺硫酸盐, 2- 氯对苯二胺硫酸盐, 2- 甲基间苯二酚, 6- 氨基间甲酚, 2,4- 二氨基苯氧基乙醇盐酸盐, N,N- 双(2- 羟乙基) 对苯二胺硫酸盐, 对甲基氨基苯酚硫酸盐, N,N- 二乙基对苯二胺硫酸盐,	1000µg/ml	甲醇 / 水	1mL	
380-03327	25 种正构烷烃混标溶液	正壬烷, 正癸烷, 正十一烷, 正十二烷, 正十三烷, 正十四烷, 正十五烷, 正十六烷, 正十七烷, 正十八烷, 正十九烷, 正二十烷, 正二十一烷, 正二十二烷, 正二十三烷, 正二十四烷, 正二十五烷, 正二十六烷, 正二十七烷, 正二十八烷, 正二十九烷, 正三十烷, 正三十一烷, 正三十二烷, 正三十三烷,	1000µg/ml	正己烷	1mL	
380-03328	17 种氨基酸混标溶液	L- 天门冬氨酸, L- 苏氨酸, L- 丝氨酸, L- 谷氨酸, L- 脯氨酸, 甘氨酸, L- 丙氨酸, L- 缬氨酸, L- 蛋氨酸, L- 亮氨酸, L- 异亮氨酸, L- 络氨酸, L- 苯丙氨酸, L- 组氨酸, L- 赖氨酸, 精氨酸, L- 胱氨酸,	此 校 准品中的氨基酸均以 2.5µmol/ml 浓度溶于 0.1N HCl 溶液, 但 L-胱氨酸浓度为 1.25µmol/ml		1mL	



货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03329	14 种 醛 酮 DNPH 混标溶液 -A	甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 乙醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丙醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丁醛 -2,4- 二硝基苯腙, 戊醛 -2,4- 二硝基苯腙, 己醛 -2,4- 二硝基苯腙, 甲基丙烯醛 -2,4- 二硝基苯腙, 苯甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 间甲基苯甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丙酮 -2,4- 二硝基苯腙, 丁酮 -2,4- 二硝基苯腙, 环己酮 -2,4- 二硝基苯腙, 丙烯醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丁烯醛 --2,4- 二硝基苯腙,	3µg/ml	乙腈	1mL	
380-03330	14 种 醛 酮 DNPH 混标溶液 -B	甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 乙醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丙醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丁醛 -2,4- 二硝基苯腙, 戊醛 -2,4- 二硝基苯腙, 己醛 -2,4- 二硝基苯腙, 甲基丙烯醛 -2,4- 二硝基苯腙, 苯甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 间甲基苯甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丙酮 -2,4- 二硝基苯腙, 丁酮 -2,4- 二硝基苯腙, 环己酮 -2,4- 二硝基苯腙, 丙烯醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丁烯醛 --2,4- 二硝基苯腙,	5µg/ml	乙腈	1mL	
380-03331	14 种 醛 酮 DNPH 混标溶液 -C	甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 乙醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丙醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丁醛 -2,4- 二硝基苯腙, 戊醛 -2,4- 二硝基苯腙, 己醛 -2,4- 二硝基苯腙, 甲基丙烯醛 -2,4- 二硝基苯腙, 苯甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 间甲基苯甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丙酮 -2,4- 二硝基苯腙, 丁酮 -2,4- 二硝基苯腙, 环己酮 -2,4- 二硝基苯腙, 丙烯醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丁烯醛 --2,4- 二硝基苯腙,	10µg/ml	乙腈	1mL	
380-03332	14 种 醛 酮 DNPH 混标溶液 -D	甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 乙醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丙醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丁醛 -2,4- 二硝基苯腙, 戊醛 -2,4- 二硝基苯腙, 己醛 -2,4- 二硝基苯腙, 甲基丙烯醛 -2,4- 二硝基苯腙, 苯甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 间甲基苯甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丙酮 -2,4- 二硝基苯腙, 丁酮 -2,4- 二硝基苯腙, 环己酮 -2,4- 二硝基苯腙, 丙烯醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丁烯醛 --2,4- 二硝基苯腙,	20µg/ml	乙腈	1mL	
380-03333	25 种 醛 酮 DNPH 混标溶液	甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 乙醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丙醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丁醛 -2,4- 二硝基苯腙, 戊醛 -2,4- 二硝基苯腙, 己醛 -2,4- 二硝基苯腙, 甲基丙烯醛 -2,4- 二硝基苯腙, 苯甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 间甲基苯甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丙酮 -2,4- 二硝基苯腙, 丁酮 -2,4- 二硝基苯腙, 环己酮 -2,4- 二硝基苯腙, 丙烯醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丁烯醛 --2,4- 二硝基苯腙, 2,5- 二甲基苯甲醛 -二硝基苯腙, 2- 呋喃甲醛 -二硝基苯腙, 癸醛 -二硝基苯腙, 戊二醛 -2,4- 二硝基苯腙, 庚醛 -二硝基苯腙, 异戊醛 -二硝基苯腙, 甲基异丁基酮 -二硝基苯腙, 壬醛 -二硝基苯腙, 辛醛 -二硝基苯腙, 邻甲苯甲醛 -二硝基苯腙, 对甲苯甲醛 -二硝基苯腙,	15µg/ml	乙腈	1mL	
380-03334	26 种 醛 酮 DNPH 混标溶液	甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 乙醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丙醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丁醛 -2,4- 二硝基苯腙, 戊醛 -2,4- 二硝基苯腙, 己醛 -2,4- 二硝基苯腙, 甲基丙烯醛 -2,4- 二硝基苯腙, 苯甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 间甲基苯甲醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丙酮 -2,4- 二硝基苯腙, 丁酮 -2,4- 二硝基苯腙, 环己酮 -2,4- 二硝基苯腙, 丙烯醛 -2,4- 二硝基苯腙, 丁烯醛 --2,4- 二硝基苯腙, 2,5- 二甲基苯甲醛 -二硝基苯腙, 2- 呋喃甲醛 -二硝基苯腙, 癸醛 -二硝基苯腙, 戊二醛 -2,4- 二硝基苯腙, 庚醛 -二硝基苯腙, 异丁醛 -二硝基苯腙, 异戊醛 -二硝基苯腙, 甲基异丁基酮 -二硝基苯腙, 壬醛 -二硝基苯腙, 辛醛 -二硝基苯腙, 邻甲苯甲醛 -二硝基苯腙, 对甲苯甲醛 -二硝基苯腙,	15µg/ml	乙腈	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03335	7 种多氯联苯的混标溶液 -1	2,4,4'- 三氯联苯, 2,2',5,5'- 四氯联苯, 2,2',4,5,5'- 五氯联苯, 2,3',4,4',5- 五氯联苯, 2,2',4,4',5,5'- 六氯联苯, 2,2',3,4,4',5'- 六氯联苯, 2,2',3,4,4',5,5'- 七氯联苯,	100µg/ml	正己烷	1mL	
380-03336	7 种多氯联苯的混标溶液 -2	2,4,4' - 三氯联苯, 2,2',5,5'- 四氯联苯, 2,2',4,5,5'- 五氯联苯, 2,2',5- 三氯联苯, 2,2',4,4',5,5'- 六氯联苯, 2,2',3,4,4',5'- 六氯联苯, 2,2',3,4,4',5,5'- 七氯联苯,	100µg/ml	正己烷	1mL	
380-03337	27 种 sVOCS 混标溶液	敌敌畏, 六氯苯, 甲拌磷, α - 六六六, β - 六六六, γ - 六六六, δ - 六六六, 内吸氧磷, 五氯酚, 克百威, 莠去津, 七氯, 乐果, 百菌清, 毒死蜱, 甲基对硫磷, 马拉硫磷, 甲萘威, 对硫磷, 联苯菊酯, 甲氰菊酯, 苯并 (a) 芘, 溴氰菊酯, 4,4'- 滴滴涕, p,p'- 滴滴伊, 4,4'- 滴滴涕, 2,4' - 滴滴涕,	100µg/ml	甲醇	1mL	
380-03338	4 种醛酮类混标溶液	甲 醛 -DNPH, 乙 醛 -DNPH, 丙 烯 醛 -DNPH, 丙酮 -DNPH,	20µg/ml	乙腈	1mL	
380-03339	23 种 多 环芳氢类混标溶液	萘烯, 萘, 蒽, 苯并 [a] 蒽, 苯并 [a] 芘, 苯并 [b] 荧蒽, 苯并 [ghi] 花, 苯并 [k] 荧蒽, 屈, 二苯并 [A,H] 蒽, 荧蒽, 芴, 茚并 [1,2,3-cd] 芘, 芘, 蒽, 菲, 环戊并 [cd] 芘, 5- 甲基屈, 苯并 [j] 荧蒽, 二苯并 [a,l] 芘, 苯并 (a,e) 芘 (DaeP), 苯并 (a,i) 芘 (DaiP), 苯并 (a,h) 芘 (DahP),	100µg/ml	正己烷	1mL	
380-03340	22 种 VOC 混标溶液	丙酮 , 异丙醇, 正己烷, 乙酸乙酯, 苯, 六甲基二硅氧烷, 3- 戊酮, 正庚烷, 甲苯, 环戊酮, 乙酸丁酯, 丙二醇单甲醚乙酸酯, 乙苯 , 对 - 二甲苯 , 间二甲苯, 2- 庚酮, 苯乙烯, 邻 - 二甲苯 , 苯甲醚, 1- 癸烯, 2- 壬酮, 1- 十二烯,	2000µg/ml	甲醇	1mL	HJ734-2014
380-03341	16 种多环芳炷混标溶液	萘, 萘烯, 蒽, 苯并 [a] 蒽, 苯并 [a] 芘, 苯并 [b] 荧蒽, 苯并 [ghi] 花, 苯并 [k] 荧蒽, 屈, 二苯并 [A,H] 蒽, 荧蒽, 芴, 茚并 [1,2,3-cd] 芘, 蒽, 菲, 芘,	200µg/ml	乙腈	1mL	
380-03342	22 种 多 环芳炷类混标溶液	萘烯, 萘, 蒽, 苯并 [a] 蒽, 苯并 [a] 芘, 苯并 [b] 荧蒽, 苯并 [ghi] 花, 苯并 [k] 荧蒽, 屈, 二苯并 [A,H] 蒽, 荧蒽, 芴, 茚并 [1,2,3-cd] 芘, 芘, 蒽, 菲, 5- 甲基屈, 苯并 [j] 荧蒽, 二苯并 [a,l] 芘, 苯并 (a,e) 芘 (DaeP), 苯并 (a,i) 芘 (DaiP), 苯并 (a,h) 芘 (DahP),	100µg/ml	乙腈 / 二氯甲烷	1mL	
380-03343	23 种 VOC 混标溶液	丙酮, 异丙醇, 正己烷, 乙酸乙酯, 苯, 六甲基二硅氧烷, 3- 戊酮, 正庚烷, 甲苯, 环戊酮, 乙酸正丁酯, 丙二醇单甲醚乙酸酯, 乙苯, 对 - 二甲苯, 间 - 二甲苯, 2- 庚酮, 苯乙烯, 邻二甲苯, 苯甲醚, 1- 癸烯, 2- 壬酮, 1- 十二烯, 乳酸乙酯,	2000µg/ml	甲醇	1mL	HJ734-2014
380-03344	9 种 VOC 混标溶液	苯, 甲苯, 乙苯, 对二甲苯, 间二甲苯, 邻二甲苯, 苯乙烯, 乙酸正丁酯, 正十一烷,	1000µg/ml	甲醇	1mL	
380-03345	16 种醛酮腙类混标溶液	甲醛 -DNPH, 乙醛 -DNPH, 丙醛 -DNPH, 丁醛 -DNPH, 戊醛 -DNPH, 己醛 -DNPH, 甲基丙烯醛 -DNPH, 苯甲醛 -DNPH, 间甲基苯甲醛 -DNPH, 丙酮 -DNPH, 丁酮 -DNPH, 环己酮 -DNPH, 丙烯醛 -DNPH, 丁烯醛 -DNPH, 邻甲基苯甲醛 -DNPH, 对甲基苯甲醛 -DNPH,	15µg/ml	乙腈	1mL	
380-03346	22 种多环芳炷混标溶液	喹啉, 2- 甲基萘, 1- 甲基萘, 2- 氯萘, 1- 氯萘, 1,2- 二甲基萘, 1- 萘甲醛, 氧芴, 9,10- 二氢蒽, 9- 芴酮, 7,8- 苯并喹啉, 吡啶, 吡唑, 蒽醌, 2- 氯蒽, 菲 -9- 醛, 1- 甲基芘, 苯并 [a] 芴酮, 5,12- 四并苯醌, 1- 甲基屈, 苯并 [a] 蒽 -7,12 二酮,	1000µg/ml	正己烷 / 二氯甲烷	1mL	
380-03347	9 种多环芳炷混标溶液	苯并 [a] 蒽, 苯并 [b] 荧蒽, 屈, 蒽, 苯并 [j] 荧蒽, 苯并 [k] 荧蒽, 苯并 [E] 芘, 苯并 [a] 芘, 二苯并 [A,H] 蒽,	100µg/ml	乙腈	1mL	
380-03348	10 种 室 内 污染物混标溶液	2- 丁酮 , 异丙醇 , 乙酸乙酯, 苯, 甲苯, 间二甲苯, 对二甲苯, 邻二甲苯, 乙酸, 乙酸丁酯,	1000µg/ml	甲醇	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03349	13 种 醛 酮 DNPH 类混标溶液	甲醛-DNPH, 乙醛-DNPH, 丙醛-DNPH, 丁醛-DNPH, 戊醛-DNPH, 己醛-DNPH, 甲基丙烯醛-DNPH, 苯甲醛-DNPH, 间甲基苯甲醛-DNPH, 丙酮-DNPH, 丁酮-DNPH, 丙烯醛-DNPH, 丁烯醛-DNPH,	3μg/ml	乙腈	1mL	
380-03350	8 种多氯联苯混标溶液	2,4,4'-三氯联苯, 2,2',5,5'-四氯联苯, 2,2',4,5,5'-五氯联苯, 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯, 2,3',4,4',5-五氯联苯, 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯, 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯,	100μg/ml	正己烷	1mL	
380-03351	18 种 PCB 混标溶液	2,4,4'-三氯联苯, 2,2',5,5'-四氯联苯, 2,2',4,5,5'-五氯联苯, 3,4,4',5-四氯联苯, 3,3',4,4'-四氯联苯, 2',3,4,4',5-五氯联苯, 2,3',4,4',5-五氯联苯, 2,3,3',4,4'-五氯联苯, 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯, 3,3',4,4',5-五氯联苯, 2,3',4,4',5,5'-六氯联苯, 2,3,3',4,4',5-六氯联苯, 2,3,3',4,4',5'-六氯联苯, 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯, 3,3',4,4',5,5'-六氯联苯, 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯,	100μg/ml	正己烷	1mL	HJ715 水质多氯联苯的测定
380-03352	18 种 邻 苯二甲酸酯混标溶液 -1	邻苯二甲酸二甲酯 (DMP), 邻苯二甲酸二乙酯 (DEP), 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP), 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP), 邻苯二甲酸双 (2- 甲氧基乙) 酯 (DMEP), 邻苯二甲酸双 (4- 甲基 -2- 戊) 酯 (BMPP), 邻苯二甲酸双 (2- 乙氧基乙) 酯 (DEEP), 邻苯二甲酸二戊酯 (DPP), 邻苯二甲酸二正己酯 (DNHP), 邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP), 邻苯二甲酸二丁氧基乙酯 (DBEP), 邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP), 邻苯二甲酸双 (2- 乙基己) 酯 (DEHP), 邻苯二甲酸二苯酯 (DPhP), 邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP), 邻苯二甲酸二壬酯 (DNP), 邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP), 邻苯二甲酸二烯丙酯 (DAP),	1000μg/ml	正己烷	1mL	GB5009.271-2016
380-03353	18 种 邻 苯二甲酸酯混标溶液 -A	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP), 邻苯二甲酸二苯酯, 邻苯二甲酸二丁氧基乙酯 (DBEP), 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP), 邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP), 邻苯二甲酸二甲酯 (DMP), 邻苯二甲酸二戊酯 (DNPP), 邻苯二甲酸二乙酯 (DEP), 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP), 邻苯二甲酸二正己酯 (DNHP), 邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP), 邻苯二甲酸二甲氧乙酯 (DMEP), 邻苯二甲酸双 (2- 乙氧基乙) 酯 (DEEP), 邻苯二甲酸双 (4- 甲基 -2- 戊) 酯 (DMPP), 邻苯二甲酸双 (2- 乙基己) 酯 (DEHP), 邻苯二甲酸二壬酯 (DNP), 邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP), 邻苯二甲酸二烯丙酯,	1000μg/ml	正己烷	1mL	
380-03354	18 种 邻 苯二甲酸酯混标溶液 -B	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP), 邻苯二甲酸二苯酯, 邻苯二甲酸二丁氧基乙酯 (DBEP), 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP), 邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP), 邻苯二甲酸二甲酯 (DMP), 邻苯二甲酸二戊酯 (DNPP), 邻苯二甲酸二乙酯 (DEP), 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP), 邻苯二甲酸二正己酯 (DNHP), 邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP), 邻苯二甲酸二甲氧乙酯 (DMEP), 邻苯二甲酸双 (2- 乙氧基乙) 酯 (DEEP), 邻苯二甲酸双 (4- 甲基 -2- 戊) 酯 (DMPP), 邻苯二甲酸双 (2- 乙基己) 酯 (DEHP), 邻苯二甲酸二壬酯 (DNP), 邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP), 邻苯二甲酸二烯丙酯,	2000μg/ml	正己烷	1mL	
380-03355	16 种 邻 苯二甲酸酯混标溶液 -A	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP), 邻苯二甲酸二苯酯, 邻苯二甲酸二丁氧基乙酯 (DBEP), 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP), 邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP), 邻苯二甲酸二甲酯 (DMP), 邻苯二甲酸二戊酯 (DNPP), 邻苯二甲酸二乙酯 (DEP), 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP), 邻苯二甲酸二正己酯 (DNHP), 邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP), 邻苯二甲酸二甲氧乙酯 (DMEP), 邻苯二甲酸双 (2- 乙氧基乙) 酯 (DEEP), 邻苯二甲酸双 (4- 甲基 -2- 戊) 酯 (BMPP), 邻苯二甲酸双 (2- 乙基己) 酯 (DEHP), 邻苯二甲酸二壬酯 (DNP),	1000μg/ml	正己烷	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03356	16 种 邻 苯二甲酸酯混标溶液 -B	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP), 邻苯二甲酸二苯酯, 邻苯二甲酸二丁氧基乙酯 (DBEP), 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP), 邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP), 邻苯二甲酸二甲酯 (DMP), 邻苯二甲酸二戊酯 (DNPP), 邻苯二甲酸二乙酯 (DEP), 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP), 邻苯二甲酸二正己酯 (DNHP), 邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP), 邻苯二甲酸二甲氧乙酯 (DMEP), 邻苯二甲酸双 (2- 乙氧基乙) 酯 (DEEP), 邻苯二甲酸双 (4- 甲基 -2- 戊) 酯 (BMPP), 邻苯二甲酸双 (2- 乙基己) 酯 (DEHP), 邻苯二甲酸二壬酯 (DNP),	100μg/ml	正己烷	1mL	
380-03357	21 种 邻 苯二甲酸酯混标溶液 -A	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP), 邻苯二甲酸二苯酯, 邻苯二甲酸二丁氧基乙酯 (DBEP), 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP), 邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP), 邻苯二甲酸二甲酯 (DMP), 邻苯二甲酸二戊酯 (DNPP), 邻苯二甲酸二乙酯 (DEP), 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP), 邻苯二甲酸二正己酯 (DNHP), 邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP), 邻苯二甲酸二甲氧乙酯 (DMEP), 邻苯二甲酸双 (2- 乙氧基乙) 酯 (DEEP), 邻苯二甲酸双 (4- 甲基 -2- 戊) 酯 (DMPP), 邻苯二甲酸双 (2- 乙基己) 酯 (DEHP), 邻苯二甲酸二壬酯 (DNP), 邻苯二甲酸二丙酯 (DPP), 邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP), 邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP), 邻苯二甲酸二烯丙酯, 邻苯二甲酸二异丙酯,	1000μg/ml	正己烷	1mL	
380-03358	21 种 邻 苯二甲酸酯混标溶液 -B	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP), 邻苯二甲酸二苯酯, 邻苯二甲酸二丁氧基乙酯 (DBEP), 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP), 邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP), 邻苯二甲酸二甲酯 (DMP), 邻苯二甲酸二戊酯 (DNPP), 邻苯二甲酸二乙酯 (DEP), 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP), 邻苯二甲酸二正己酯 (DNHP), 邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP), 邻苯二甲酸二甲氧乙酯 (DMEP), 邻苯二甲酸双 (2- 乙氧基乙) 酯 (DEEP), 邻苯二甲酸双 (4- 甲基 -2- 戊) 酯 (DMPP), 邻苯二甲酸双 (2- 乙基己) 酯 (DEHP), 邻苯二甲酸二壬酯 (DNP), 邻苯二甲酸二丙酯 (DPP), 邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP), 邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP), 邻苯二甲酸二烯丙酯, 邻苯二甲酸二异丙酯,	1000μg/ml	乙腈	1mL	
380-03359	7 种 邻 苯二甲酸酯混标溶液	邻苯二甲酸戊基异戊酯, 邻苯二甲酸二戊酯 (DPP), 邻苯二甲酸二异戊酯, 邻苯二甲酸丁苄酯, 邻苯二甲酸双 (2- 乙基己) 酯, 邻苯二甲酸二甲氧乙酯, 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP),	100μg/ml	正己烷	1mL	
380-03360	23 种 邻 苯二甲酸酯混标溶液	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP), 邻苯二甲酸二苯酯, 邻苯二甲酸二丁氧基乙酯 (DBEP), 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP), 邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP), 邻苯二甲酸二甲酯 (DMP), 邻苯二甲酸二戊酯 (DNPP), 邻苯二甲酸二乙酯 (DEP), 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP), 邻苯二甲酸二正己酯 (DNHP), 邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP), 邻苯二甲酸二甲氧乙酯 (DMEP), 邻苯二甲酸双 (2- 乙氧基乙) 酯 (DEEP), 邻苯二甲酸双 (4- 甲基 -2- 戊) 酯 (DMPP), 邻苯二甲酸双 (2- 乙基己) 酯 (DEHP), 邻苯二甲酸二壬酯 (DNP), 邻苯二甲酸二丙酯 (DPP), 邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP), 邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP), 邻苯二甲酸二烯丙酯, 邻苯二甲酸二异丙酯, 邻苯二甲酸二异戊酯, 邻苯二甲酸双庚酯,	1000μg/ml	正己烷	1mL	
380-03361	16 种 邻 苯二甲酸酯类内标混标	邻苯二甲酸二甲酯 -D4, 邻苯二甲酸二乙酯 -D4, 邻苯二甲酸二异丁酯 -D4, 邻苯二甲酸二丁酯 -D4, 邻苯二甲酸双 (2- 甲氧基乙) 酯 -d4, 邻苯二甲酸双 (4- 甲基 -2- 戊) 酯 -D4, 邻苯二甲酸双 (2- 乙氧基乙) 酯 -D4, 邻苯二甲酸二戊酯 -D4, 邻苯二甲酸二正己酯 -D4, 邻苯二甲酸丁苄酯 -D4, 邻苯二甲酸二丁氧基乙酯 -D4, 邻苯二甲酸二环己酯 -D4, 邻苯二甲酸双 (2- 乙基己) 酯 -D4, 邻苯二甲酸二苯酯 -D4, 邻苯二甲酸二正辛酯 -D4, 邻苯二甲酸二壬酯 -D4,	10 μg/ml	正己烷	1mL	

货号	描述	组分信息	浓度	溶剂	包装	适用标准
380-03362	13 种 邻 苯二甲酸酯类混标溶液	邻苯二甲酸二甲酯 (DMP)，邻苯二甲酸二乙酯 (DEP)，邻苯二甲酸二丙酯 (DPP)，邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)，邻苯二甲酸二丁酯，邻苯二甲酸二戊酯 (DPP)，邻苯二甲酸二正己酯 (DNHP)，邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)，邻苯二甲酸双 (2- 乙基己) 酯，邻苯二甲酸二壬酯，邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)，邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)，邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)，	1000µg/ml	正己烷	1mL	GB/T20388-2006 纺织品
380-03363	10 种 邻 苯二甲酸酯类混标溶液	邻苯二甲酸二甲酯 (DMP)，邻苯二甲酸二乙酯 (DEP)，邻苯二甲酸二正丙酯，邻苯二甲酸二正丁酯，邻苯二甲酸二戊酯 (DPP)，邻苯二甲酸二正己酯 (DNHP)，邻苯二甲酸丁基苄酯，邻苯二甲酸二环己酯 (DCHP)，邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)，邻苯二甲酸二异辛酯 (DIOP)，	1000µg/ml	正己烷	1mL	
380-03364	6 种邻苯二甲酸酯混标溶液 (不同浓度)	邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)，邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)，邻苯二甲酸双 (2- 乙基己) 酯，邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)，邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)，邻苯二甲酸二丁酯，	不同浓度	正己烷	1mL	GB/T22048-2008
380-03365	11 种 邻 苯二甲酸酯混标溶液	邻苯二甲酸双 (2- 乙基己) 酯，邻苯二甲酸丁苄酯，邻苯二甲酸二丁酯，邻苯二甲酸二环己酯，邻苯二甲酸二戊酯，邻苯二甲酸二异丁酯，邻苯二甲酸二正辛酯，邻苯二甲酸双 (2- 甲氧基乙) 酯，邻苯二甲酸二异壬酯，邻苯二甲酸二异癸酯，邻苯二甲酸二异庚酯，	100µg/ml	正己烷	1mL	

农药残留



序号	产品名称	规格型号	单位	溶剂	证书编号
1	涕灭威	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081308
2	涕灭威砒	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081309
3	涕灭威亚砒	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081310
4	灭多威	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081311
5	克百威	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081312
6	3- 羟基克百威	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081313
7	甲萘威	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081314
8	残杀威	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081315
9	异丙威	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081316
10	仲丁威	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081317
11	速灭威	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081318
12	抗蚜威	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081319
13	敌敌畏	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081320
14	甲拌磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081321
15	乐果	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081322
16	对硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081323
17	甲基对硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081324
18	对氧磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081325
19	喹硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081326
20	伏杀硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081327
21	氧乐果	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081328
22	敌百虫	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081329
23	磷胺	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081330
24	马拉硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081331
25	辛硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081332
26	亚胺硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081333
27	甲胺磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081334
28	乙酰甲胺磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081335
29	二嗪磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081336
30	毒死蜱	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081337
31	甲基毒死蜱	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081338
32	倍硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081339
33	杀扑磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081340
34	杀螟硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081341
35	胺丙畏	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081342
36	异柳磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081343
37	噻啉磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081344
38	乙硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081345
39	久效磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081346
40	水胺硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081347
41	蝇毒磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081348
42	速灭磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081349

序号	产品名称	规格型号	单位	溶剂	证书编号
43	甲基嘧啶磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081350
44	甲基硫环磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081351
45	地虫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081352
46	治螟磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081353
47	除线磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081354
48	硫环磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081355
49	三唑磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081356
50	内吸磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081357
51	α-666	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081358
52	β-666	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081359
53	γ-666	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081360
54	δ-666	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081361
55	OP-DDE	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081362
56	PP-DDE	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081363
57	OP-DDD	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081364
58	PP-DDD	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081365
59	PP-DDT	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081366
60	OP-DDT	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081367
61	异菌脲	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081368
62	五氯硝基苯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081369
63	乙烯菌核利	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081370
64	三氯杀螨醇	1000ppm	支	己烷	GBW(E)081371
65	氯硝胺	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081372
66	百菌清	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081373
67	三唑酮	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081374
68	联苯菊酯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081375
69	氯氟菊酯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081376
70	甲氰菊酯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081377
71	氯菊酯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081378
72	顺式氯菊酯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081379
73	反式氯菊酯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081380
74	氰戊菊酯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081381
75	氯氰菊酯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081382
76	溴氰菊酯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081383
77	氟氯菊酯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081384
78	氟胺菊酯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081385
79	氟氰戊菊酯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081386
80	顺式氰戊菊酯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081387
81	胺菊酯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081388
82	甲霜灵	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081389
83	腐霉利	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081390
84	噻嗪酮	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081391
85	除虫脲	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081392
86	乙酯杀螨醇	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081393
87	福美双	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081394
88	甲基硫菌灵	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081395
89	敌菌丹	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081396
90	三环唑	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081397

序号	产品名称	规格型号	单位	溶剂	证书编号
91	敌菌灵	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081398
92	克瘟散	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081399
93	甲草胺	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081400
94	乙草胺	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081401
95	异丙甲草胺	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081402
96	丁草胺	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081403
97	双甲脒	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081404
98	西玛津	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081405
99	莠去津	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081406
100	多菌灵	500ppm	支	甲醇	暂无证书
101	百治磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081808
102	苯硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081809
103	皮蝇磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081810
104	溴硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081811
105	乙基溴硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081812
106	丙溴磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081813
107	乙基谷硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081814
108	谷硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081815
109	毒壤磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081816
110	灭菌磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081817
111	乙拌磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081818
112	二溴磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081819
113	吡菌磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081820
114	特丁硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081821
115	苯线磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081822
116	氯唑磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081823
117	丙线磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081824
118	甲基异柳磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081825
119	伐灭磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081826
120	碘硫磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081827
121	硫线磷	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081828
122	克螨特	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081829
123	蚜灭多	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081830
124	杀虫畏	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081831
125	氯苯胺灵	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081832
126	艾氏剂	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081833
127	狄试剂	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081834
128	异狄氏剂	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081835
129	硫丹	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081836
130	六氯苯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081837
131	七氯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081838
132	敌稗	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081839
133	稻丰散	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081840
134	丁硫克百威	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081841
135	丙硫克百威	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081842
136	丙草胺	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081843
137	克菌丹	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081844
138	溴螨酯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081845

序号	产品名称	规格型号	单位	溶剂	证书编号
139	乙烯利	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081846
140	氟乐灵	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081847
141	三唑锡	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081848
142	丙环唑	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081849
143	多效唑	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081850
144	戊唑醇	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081851
145	氯苯嘧啶醇	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081852
146	腈苯唑	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081853
147	唑螨酯	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081854
148	烯唑醇	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081855
149	咪鲜胺	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081856
150	氟虫腈	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081857
151	噻菌灵	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081858
152	噻螨酮	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081859
153	灭幼脉	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081860
154	啉虫脒	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081861
155	哒螨灵	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081862
156	苯醚甲环唑	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081863
157	啉霉胺	1000ppm	支	丙酮	GBW(E)081864
158	吡虫啉	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081865
159	伊维菌素	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081866
160	阿维菌素	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081867
161	硫双威	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081868
162	甲硫威	1000ppm	支	甲醇	GBW(E)081869
163	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	1000ppm	支	丙酮	暂无证书
164	啉菌酯	1000ppm	支	丙酮	暂无证书
165	虫螨腈	1000ppm	支	丙酮	暂无证书
166	氟啶脲	1000ppm	支	丙酮	暂无证书
167	噻虫嗪	1000ppm	支	丙酮	暂无证书
168	烯酰吗啉	1000ppm	支	丙酮	暂无证书
169	二甲戊乐灵	1000ppm	支	丙酮	暂无证书
170	甲拌磷砒	1000ppm	支	丙酮	暂无证书
171	甲拌磷亚砒	1000ppm	支	丙酮	暂无证书
172	氟虫腈砒	1000ppm	支	丙酮	暂无证书
173	氟虫腈硫醚	1000ppm	支	丙酮	暂无证书
174	氟甲腈	1000ppm	支	丙酮	暂无证书

客户服务热线：
800-820-7730 400-920-7730



岛津(上海)实验器材有限公司
Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co., Ltd.

www.sglic.shimadzu.com.cn
E-mail: contact@sglic.shimadzu.com.cn

上海
地址：上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期B2栋2F
电话：021-62800202 传真：021-52583319

北京
地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦22层2211室
电话：010-84471667 传真：010-84471669

广州
地址：广州市流花路109号之9达宝广场1009
电话：020-36315399 传真：020-26282980

成都
地址：成都市锦江区三色路38号博瑞·创意成都B座19楼04单元
电话：028-85953678 传真：028-85953029



扫一扫，关注微信



扫一扫，获取APP

本产品资料所宣传的内容，以本版本为准。资料中的试验数据除注明外均为本公司的试验数据。本资料所有信息仅供参考，如有变动恕不另行通知。

印刷日期：2019.03