

2022年国抽多农残LC-MS/MS


快速分析方法包

(适用于GB 23200.121、GB/T 20769)

四 / 大 / 优 / 势

- ✓ **高效分析**——10MIN内完成72个农药的测定
- ✓ **全面覆盖**——覆盖2022年国抽LC-MS/MS多农残检测标准
- ✓ **峰型优化**——优化的色谱柱选型搭配预混合进样，有效降低溶剂效应
- ✓ **无忧开发**——标准品+色谱柱+分析方法，摆脱方法开发的烦恼

货号	PRC-KIT-002-01		
描述	2022年国抽多农残LC-MS/MS快速分析方法包 (适用于GB 23200.121及GB/T 20769)		
· 所含明细如下 ·			
液相色谱柱	Shim-pack GIST C18-AQ HP, 1.9um 2.1x50mm	227-30807-01	1支
标准品	2022年国抽液质质农残混标套装, 72个农药残留及代谢物, 100ppm(一组两支)	380-03808	1套



葡萄中72种农药标准品MRM谱图(预混合进样)

岛津(上海)实验器材有限公司
Shimadzu (Shanghai) Global Laboratory Consumables Co., Ltd.

客服热线 800-820-7730 / 400-920-7730

官方网站 <https://www.sglc.shimadzu.com.cn>

地址: 上海市徐汇区宜州路180号华鑫慧享城B2栋2F
电话: 021-62800202 传真: 021-52583319

北京分公司 电话: 010-84471667 传真: 010-84471669
广州分公司 电话: 020-36315399 传真: 020-26282980
成都分公司 电话: 028-85953678 传真: 028-85953029



扫一扫官方微信